

JMS データ入力支援プログラム操作マニュアル

平成 29 年版

はじめに

JMS データ入力支援プログラム(以下、チェックプログラム)は、食品中の有害化学物質等の検査結果調査の目的をより正確にかつ効率的に達成するために、検査データの入力を支援することを目的として作成されました。

本操作マニュアルでは、チェックプログラムを用いたデータ入力の方法及び、チェックプログラムの使用上の注意について述べます。

1. チェックプログラムの概要

本チェックプログラムは、Microsoft 社製表計算ソフトウェア Excel 中に、VBA によるマクロプログラミングを行い作成されています。Excel 2003、2007、2010、2013 での動作を確認しております。

入力検査データ数の増加に伴い、動作が遅くなることもございますので、Windows 7 以降の OS を搭載した PC のご使用をお勧めします。

2. 入力項目

入力項目は、JMS の事業目的を達成できるよう、WHO への提出が求められる検査関連情報も踏まえて選定されています。具体的には、以下の通りです。(項目の頭に付したアルファベットは、Excel 上の「列」を表します)

A 自治体名、B 分析年度(西暦)、C 試料番号、D 食品名、E 食品名(その他の場合)、F 国産・輸入、G 輸出国名、H 汚染物名、I 汚染物名(その他の場合)、J 分析法の妥当性確認状況(未確認-空白、確認-1)、K 検出の有無(未検出: ND-空白、検出-1)、L 検出限界(ppm)、M 分析値(ppm)検出した時、N 違反(違反でない場合-空白、違反-1)

以下、A 項、B 項といったように説明をします。

3. 入力方法

3-1 入力方法の基本

本チェックプログラムへの入力は、直接入力(該当するセルにペーストするのではなく入力すること)を基本としています。別途作成した Excel ファイル等からデータをコピーし、ペーストすることも可能ですが、その際には、「5. 注意点」を踏まえて実施してください。

数字(有害化学物質の名称に含まれる数字を除く)の入力は、「半角」で行ってください。

また、下記の項目にはプルダウンメニューを用意してあります。本プルダウンメニューをご利用いただくことで、誤入力を回避することができます。

連続するセル(列方向)に同一の情報を入力する際には、先頭となるセルに情報を入力後(入力すべき情報をプルダウンメニューから選択後)、以降連続する範囲にわたり、Excel の機能を使用して(アクティブセル*の右隅にあるマーカーをドラッグすることによって)入力していただいても問題ありません。*選択し太枠で示されるセル

また、C 項と D 項の組み合わせが一致する情報を、連続するセル(列方向)に入力する際には、先頭となる C 項と D 項のセルにのみ情報をご入力いただいても問題ありません。以降、連続する範囲には、チェックプログラムを実行することにより同じ組み合わせの情報が自動入力されます。この自動入力は、異なる試料番号を入力していただくまでの範囲で実行されます。詳しくは別添 2「入力例」をご覧ください。

・プルダウンメニューが用意されている項目

D 項、F 項、H 項、J 項、K 項、N 項

D 項と H 項のプルダウンメニューには、本マニュアルの別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に示した情報(食品名あるいは有害化学物質名)が用意されています。なお、本一覧は、チェックプログラムが使用する全ての文字情報を表にしたものですので、一部食品名・有害化学物質名に重複や表記の違いがあります。複数の表記が一覧に含まれている場合には、いずれの表記でご入力いただいても問題ありません。

3-2 各項目への入力内容

ご入力いただく情報について、項目ごとに説明させていただきます。

・A 項：ご報告いただく貴自治体・機関等様の名称を入力してください。同自治体また機関等内において、試験室が複数に分かれている場合、〇〇県試験室 1、〇〇県試験室 2 といったように、詳細を区別してご入力いただくことも可能です。ただし、区別する試験室の名称はあらかじめ決めておき、報告する全検査データを通じて一貫性を保つようにご入力ください。

・B 項：分析の実施年度を西暦(XXXX)で入力してください。

・C 項：試料番号として任意の情報(たとえばアルファベットや数字)を入力してください。重複のないようにご留意ください。異なる試料には必ず、異なる試料番号をつけてください。

・D 項：有害化学物質等の基準値等が設定されている食品の名称はプルダウンメニューから選択し入力することができます。その他の食品名を直接入力することも可能ですが、誤記等がある場合には、入力時に D 列 1 行目にアラートが表示されます。アラートが表示された場合には、入力内容をご確認の上、適切に修正してください。それでもなおアラートが消えない場合は、別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれない食品名ですので、プルダ

ウンメニューから「その他の〇〇」もしくは「その他」を選択して入力してください。

・E 項：D 項に「その他の〇〇」もしくは「その他」とご入力いただいた場合、個別の食品名を直接入力してください。

・F 項：プルダウンメニューに用意されている「国産」もしくは「輸入」のいずれかを選択して入力してください。

・G 項：F 項において、「輸入」を選択された場合、該当する輸出国名を直接入力してください。輸出国が不明な場合には何も入力せず、空白としてください。

・H 項：基準値等が設定されている有害化学物質等の名称はプルダウンメニューから選択し入力することができます。その他の有害化学物質名を直接入力することも可能ですが、誤記等がある場合には、入力時に H 列 1 行目にアラートが表示されます。アラートが表示された場合には、入力内容をご確認の上、適切に修正してください。それでもなおアラートが消えない場合は、別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれない有害化学物質名ですので、プルダウンメニューから「その他」を選択して入力してください。

・I 項：H 項に「その他」とご入力いただいた場合、ご報告いただく有害化学物質名を直接入力してください。

・J 項：妥当性確認された分析法を使用された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

・K 項：L 項に入力された値を超えて分析値が得られた場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

・L 項：検出限界の値を ppm を単位として、数値のみ入力してください。

複数の有害化学物質の合算値を報告する場合(アルドリンやディルドリンなどの場合)の検出限界の入力内容は以下の通りとしてください。

①個々の有害化学物質がそれぞれ定量される場合：個別の有害化学物質の検出限界の和。

②個々の有害化学物質を 1 つの有害化学物質に変換した後に定量する場合(全てスルホン体に変換した後に定量する場合など)には、変換後の有害化学物質の検出限界。

・M 項：L 項に入力された値を超えて分析値が得られた場合(K 項で「1」を入力した場合には、その分析値の値を ppm を単位として、数値のみ入力してください。

・N 項：分析値を基準値等と比較した結果、違反と判定された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

4. 入力内容のチェックと修正

必要なすべての項目への入力が完了したのち、「入力チェック」ボタンを押してください。本チェックプログラムによって、入力内容の正誤が確認されます。

- ・入力内容に誤りが無い場合

分析値が検出限界未満の値であったため空白としていただいた M 項に、L 項に入力していただいた数値の 1/2 の値が自動で入力され、チェックは完了します。

- ・入力内容に誤りがある場合

入力に誤りがある場合には、以下のアラートがあります。

アラート 1.「注意ウインドウ」が開く、あるいは入力に誤りがあるセルとそのセルを含む項目に色がつきます。

アラート 2. 入力誤りのうち、そのセルに入力する情報の型に合わない場合(たとえば、数値のみ入力すべきセルに単位も併せて入力されているような場合)、「実行エラーウインドウ」が開きます。

これらのアラートをもとに、色がついたセルだけでなくその検査に係る他の項目も併せて注意深く確認し、適切に修正された後、再度入力チェックボタンを押し、チェックを実行してください。

チェックプログラムによるアラートがなくなるまで、誤入力の修正とチェックを繰り返してください。

なお、チェックプログラムによりチェックできない誤りがあります(正誤判定のできない誤り)。そのような誤りがある場合、自動入力されるべきセルが空白のままといった状態が発生することもあります。

チェックプログラムによるアラートが発生しなくても、入力チェック完了後に、もう一度データを俯瞰していただけますようお願いいたします。

詳しくは別添 3「アラート例」をご覧ください。

5. 注意点

本チェックプログラムを使用するための全般的なまた、入力項目別の注意点を挙げさせていただきます。

5-1 全般的な注意点

- ・不要なセル、行、列は絶対に入力しないでください。これらの不適切な入力は、チェックプログラムにより確認することができず、データをご報告いただいても、集計・解析、またデータベースに蓄積することができません。

- ・空白とすべきセルには、スペースを含む一切の情報を入力しないでください。特にスペースは無意識に誤入力してしまうことがありますので、ご注意ください。

- ・入力が指示されているセルには必ず入力してください。チェックプログラムによる自動入力される場合は限られており、規則性のない空白セルの補完はされません。

- ・情報の入力は、誤りの無いよう注意深く行ってください。またプルダウンメニューが

用意されている場合には、これをご利用いただくことで、誤入力を回避することができます。

- ・別途作成された Excel ファイル等からコピーアンドペーストにより入力する場合には、必ず文字情報だけがペーストされるように操作してください。特に、異なる目的で作成された Excel ファイルには、その目的に応じた数式やリンクが含まれている場合があります。これらの情報がチェックプログラムに持ち込まれないよう、十分に注意してください。

- ・検査データの総件数が 1 万件(Excel の 1 万行)を超える場合には、1 万行ごとに複数のチェックプログラム(複数のファイル)で作業していただいた方が、PC やチェックプログラムへの負荷が小さくて済みます。

- ・入力及びチェックが終わったら、チェックプログラム中の入力シートの A-N 列を値としてコピーし、新たに用意した空白の Excel ファイルのシートにペーストしてご提出ください。入力済みのチェックプログラムをそのまま提出しないようお願いいたします。

- ・提出するファイルには、「(検査実施年度) (自治体名) (連番：報告する全ファイル数-枝番号：報告ファイルが複数になる場合のみ付与すること) .xls」に従って名前を付けてください。例：「H27 北海道 5-1.xls」(5-1 は報告ファイル数 5 個の内、1 番目のファイルを示す。)

5-2 入力項目別の注意点

特に入力に注意が必要な項目について下記させていただきます。(一部の注意点は 3-2 各項目への入力内容と重複しています)

- ・**A 項**：貴自治体・機関等様の名称は、データのあるすべての行に必ず入力してください。最初の行のみ入力されたデータをご提供いただく事がこれまでにありましたが、自治体等名称の入力がない行にはチェックプログラムの機能が動作しません。また、委託先の機関名のみを名称とはせず、必ず自治体名を含む名称を入力してください。

- ・**C 項**：試料番号は、任意の情報(文字、数字及びその組み合わせ)で問題ありませんが、試料間で重複しないようにご注意ください(たとえば、異なる 2 つの試料の検査データに、同じ[B]といった試料番号を入力しないでください)。特に、同一自治体内の複数の試験室で検査が実施されるような場合に、異なる試料に同一の試料番号が重複してつけられることが多くありましたので、ご注意ください。

- ・**D 項**：有害化学物質等の基準値等が設定されている食品の名称の入力の際には、積極的にプルダウンメニューをご利用ください。これにより誤入力を回避することができます。これまでに提供いただいたデータ中で入力の誤りの多かった食品名称の例を以下に示します。

正	誤
だいこんの根	大根、だいこん
かぶの根	かぶ
ねぎ	白ねぎ、青ねぎ、小ねぎ
かんしょ	さつまいも
ばれいしょ	じゃがいも
にんにくの茎	にんにくの芽
未成熟えんどう	さやえんどう、スナップえんどう
未成熟いんげん	さやいんげん
アボカド	アボガド
キウイー	キウイ、キウイフルーツ
ビート	ビーツ

名称が「食品名・有害化学物質名一覧」にある食品を、その他の〇〇〇として入力しないでください。入力時には、プルダウンメニューあるいは「食品名・有害化学物質名一覧」をご確認ください。魚介類のうち魚については、「目」の選択を誤ったデータが提供される場合もこれまでにありました。「目」が適切であることも十分確認の上、ご入力ください。

試料番号と食品名の組み合わせが一致する情報を、連続するセル(列方向)に入力する際には、先頭となるセルにのみご入力いただいても問題ありません。以降、連続する範囲には、チェックプログラムにより同じ組み合わせの情報が自動入力されます。この自動入力は、異なる試料番号を入力していただくまでの範囲で実行されます。

・**E 項**: D 項に直接入力された食品名に誤記がある場合及び、食品名が別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれていない場合には、入力時に D 列 1 行目にアラートが表示されます。誤記があれば適切に修正してください。正しい食品名が入力されていても、その食品名が別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれていなければ、アラートが表示され続けます。そのような場合にのみ、D 項には、報告する食品が分類される「その他の〇〇」もしくは「その他」をプルダウンメニューから選択して入力してください。

D 項に「その他の〇〇」もしくは「その他」と選択し入力した場合には、**E 項**には、食品名を直接入力してください。

・**F 項**: 必ず、「国産」あるいは「輸入」のいずれかを入力してください。同一の入力が続く場合には、空白としていただいても問題ありません。チェックプログラムによるチェック時に自動入力されます。

・**G 項**: 輸出国が不明な場合には、空白としてください。これまでご提供いただいたデータには、F 項に国産と入力されているにも係わらず、G 項に輸出国名が記載されてい

る場合があります。

・**H 項**：基準値等が設定されている有害化学物質等の名称の入力の際には、積極的にプルダウンメニューをご利用ください。これにより誤入力を回避することができます。有害化学物質等の名称は、名称に含まれる数字を含め全角で入力してください。

これまでに提供いただいたデータ中で入力の誤りの多かった有害化学物質等の名称の例を以下に示します。

正	誤
クロロベンジレート	クロルベンジレート
ピリミカーブ	ピリミカルブ
オキシリニック酸	オキシリン酸
メトキシクロール	メトキシクロル
スエップ	Swep
水銀	総水銀
ヘプタクロル	ヘプタクロール

複数の異性体の合算値としての基準値設定に対し、個々の異性体の値、あるいは個々の値と合算値の両方が報告される場合があります。複数の異性体の合算値が基準値として設定されている場合には基準値の設定内容に従い、必ず合算値を報告してください。

・**I 項**：**H 項**に直接入力された有害化学物質名に誤記がある場合及び、有害化学物質名が別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれていない場合には、入力時に **H 列** 1 行目にアラートが表示されます。誤記があれば適切に修正してください。正しい有害化学物質名が入力されていても、その有害化学物質名が別添 1「食品名・有害化学物質名一覧」に含まれていなければ、アラートが表示され続けます。そのような場合にのみ、**H 項**には、「その他」をプルダウンメニューから選択して入力してください。その上で、**I 項**には報告する有害化学物質名を直接入力してください。

・**J 項**：分析法の妥当性確認がされている場合には「1」を入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

・**K 項**：検出限界の値を超えて分析値が得られた場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

・**L 項**：単位が ppm であることをご確認の上、数値のみを入力してください。

・**M 項**：**K 項**が 1(検出された)の場合にのみ、単位が ppm であることをご確認の上、数値のみを入力してください。なお、入力チェック時に、**K 項**が空白(**ND**)の場合には、**M 項**の空白セルには検出限界の 1/2 濃度が自動入力されます。しかし、**K 項**が 1(検出された)であるにもかかわらず入力がない場合、あるいは検出限界の値よりも小さい値が入

力されている場合には、チェックプログラムによるアラートがあります。ご確認の上、適切に修正してください。

・**N 項**：違反と判定された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

チェックプログラムはあくまで入力を支援するためのプログラムであり、入力によるすべての誤りを発見・修正・補完できるものではありません。このことをご理解の上、また上記注意点を踏まえて、誤りの無いよう入力していただけますようお願いいたします。

6. 問い合わせ

本チェックプログラムの使用にあたっての技術的なご質問やお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いします。(電話によるお問い合わせ等には対応させていただくことができません。)

国立医薬品食品衛生研究所 食品部第三室

担当：渡邊敬浩

E-mail：monitoring@nihs.go.jp

食品名・有害化学物質名一覧

別添1

食品名	カリオカビーンズ	かぶの根(冷凍)	仙台芭蕉菜	ごぼうの葉
玄米	補骨脂	ルタバガの根(冷凍)	仙台雪菜	葉ごぼう
小麦	たちなた豆	かぶの葉	その他のあぶらな科野菜	サルシフィアの葉
大麦	なた豆	ホースラディッシュ	タアサイ	チコリの根
ライ麦	ルピン豆	かぶの葉(冷凍)	たいさい	トレビス
スイートコーン	キマメ	西洋わさび	たかな	きくの葉
ジャイアントコーン	アラハル豆	西洋わさび(冷凍)	ちぢみな	食用菊
テオシント	ひよこ豆	クレソン	とうな	金時草
とうもろこし	トラッパピーズ	クレソン(冷凍)	長崎はくさい	ふき
ポップコーン	ばれいしょ	はくさい	なずな	ふきのとう
未成熟とうもろこし	ばれいしょ(冷凍)	はくさい(冷凍)	菜の花	よめな
そば	さといも類	キャベツ	のざわな	その他のきく科野菜(冷凍)
その他の穀類	さといも	グリーンボール	はくさいな	たまねぎ
ジュズダマ	京芋	チリメンキャベツ	花チンゲンサイ	ペコロス
アマランサス	えびいも	サボイキャベツ	はなっこりー	たまねぎ(冷凍)
アメリカマコモ	はすいも	レッドキャベツ	花菜	ねぎ
あわ	クワズイモ	キャベツ(冷凍)	非結球メキャベツ	リーキ
オート麦	タロイモ	芽キャベツ	広島菜	リーキ(冷凍)
エン麦	みずいも	芽キャベツ(冷凍)	プチベール	ねぎ(冷凍)
カラス麦	さといも類(冷凍)	ケール	マカ	にんにく
カニューア	かんしょ	葉キャベツ	マスタードスプラウト	にんにく(冷凍)
きび	かんしょ(冷凍)	コラード	大和まな	にら
砂糖もろこし	ながいも	ケール(冷凍)	ルッコラ	にら(冷凍)
ソルガム	まるいも	コラード(冷凍)	わさびの根茎	アスパラガス
こうりゃん	やまといも	こまつな	わさび	グリーンアスパラガス
はとむぎ	やまいも	こまつな(冷凍)	わさび(冷凍)	ホワイトアスパラガス
ヨクイニン	やまのいも	みずな	さいしん(冷凍)	グリーンアスパラガス(冷凍)
ひえ	ヤムイモ	みぶな	ルッコラ(冷凍)	ホワイトアスパラガス(冷凍)
モロコシ	つくねいも	きょうな	菜の花(冷凍)	わけぎ
キノア	じねんじょ	きょうな(冷凍)	その他のあぶらな科野菜(冷凍)	わけぎ(冷凍)
ワイルドライス	やまいも(冷凍)	チンゲンサイ	ごぼう	その他のゆり科野菜
乾燥大豆	こんにゃくいも	チンゲンサイ(冷凍)	ごぼう(冷凍)	アロエ
黒大豆	こんにゃくいも(冷凍)	カリフラワー	サルシフィア	うるい
茶大豆	その他のいも類	カリフラワー(冷凍)	サルシフィア(冷凍)	ぎょうじゃにんにく
緑大豆	アメリカホドイモ	ブロッコリー	アーティチョーク	ニラの花
大豆	アピオス	ブロッコリー(冷凍)	アーティチョーク(冷凍)	にんにくの茎
小豆類	きくいも	朝熊小菜	チコリ	のびる
小豆	ヤーコン	あざみな	チコリ(冷凍)	葉たまねぎ
いんげん	キャッサバ	あじみな	エンダイブ	葉にんにく
大手亡豆	クズウコン	アスパラ菜	エンダイブ(冷凍)	ホンカンゾウ
手亡豆	キャッサバ(冷凍)	あぶらな葉	しゅんぎく	ヤブカンゾウ
金時豆	その他のいも類(冷凍)	エイ菜	しゅんぎく(冷凍)	ゆり根
ささげ	てんさい	おおさきな	かきちしゃ	らっきょう
白いんげん	てんさい(冷凍)	オータムボエム	グリーンリーフ	食用ゆり
黒いんげん	さとうきび	かいわれだいこん	サンチュ	にんにくの茎(冷凍)
竹小豆	さとうきび(冷凍)	かきな	サニーレタス	その他のゆり科野菜(冷凍)
バター豆	だいこんの根	空心菜	サラダ菜	葉たまねぎ(冷凍)
ふじ豆	ラディッシュの根	くきたちな	ちしゃ	エシャロット
べにばないんげん	はつかだいこんの根	茎ブロッコリー	リーフレタス	エシャロット(冷凍)
ベビーライマ豆	だいこんの根(冷凍)	こうさいたい	レタス	にんじん
ライマ豆	だいこんの葉	コールラビ	ロメインレタス	ミニキャロット
緑豆	ラディッシュの葉	さいしん	かきちしゃ(冷凍)	にんじん(冷凍)
レンズ豆	はつかだいこんの葉	さめきな	サラダ菜(冷凍)	パースニップ
えんどう	だいこんの葉(冷凍)	山東菜	ちしゃ(冷凍)	オランダポウフウ
そら豆	かぶの根	しろな	レタス(冷凍)	パースニップ(冷凍)
らっかせい	ルタバガの根	スティックセニョール	その他のきく科野菜	パセリ
その他の豆類	ルタバガの葉	せいさい	やまごぼう	パセリ(冷凍)

セロリ	しろうり	サルノコシカケ	豆苗	いよかん
セロリ(冷凍)	しろうり(冷凍)	しめじ	杜仲の葉	オロブロンコ
みつば	すいか	冬虫夏草	ビート	カクテルフルーツ
みつば(冷凍)	すいかの種	トリュフ	フェネグリーク	かぼす
その他のせり科野菜	すいか(冷凍)	なめこ	ふだんそう	カラマンシー
あしたば	すいかの種(冷凍)	はなびらたけ	ブドウの葉	カラマンダリン
オオバコエンドロ	カンタローブ	ひらたけ	フユアオイの葉	カラ
せり	ハミウリ	ぶなしめじ	朴の葉	きんかん
セルリアック	マスクメロン	ぶなはりたけ	マコモの葉・茎(まこもたけ)	クレメンタイン
にんじんの葉	メロン	まいたけ	松の葉	小夏
ぼうふう	ハネジューメロン	まつたけ	マッペ	サガマンダリン
その他のせり科野菜(冷凍)	メロン類果実	まんねんたけ	みかんの葉	ザボン
オオバコエンドロ(冷凍)	メロン類果実(冷凍)	めしまこぶ	未成熟さざげ	サマーフレッシュ
セルリアック(冷凍)	まくわうり	やまどりたけ	未成熟そら豆	サンフルーツ
せり(冷凍)	まくわうり(冷凍)	やまぶしたけ	未成熟ふじ豆	さんぼうかん(三宝柑)
トマト	その他のうり科野菜	靈芝	むかご(やまのいものむかご)	シークァーサー
ミニトマト	うり	まつたけ(冷凍)	もやし	シトロン
トマト(冷凍)	ゴーヤ	その他のきのこ類(冷凍)	モロヘイヤ	スィーティー
ミニトマト(冷凍)	すいかの皮	エリンギ(冷凍)	ヤングコーン	すだち
ジャンボピーマン	ズッキーニの花	しめじ(冷凍)	ルイボス	セミノール
ピーマン	とうがん	その他の野菜	れんこん	ダイダイ
パプリカ	はやとうり	あけび(若芽)	レンズ豆(若さや付き)	たんかん
ピーマン(冷凍)	ひょうたん	あまちゃ(コウキ)	わらび	タンジェリン
なす	へちま	アマメシバ	くわい(冷凍)	でこぼん
なす(冷凍)	未成熟すいか	うこぎ	その他の野菜(冷凍)	はっさく
その他のなす科野菜	ゆうがお	うど	モロヘイヤ(冷凍)	はるみみかん
青とうがらし	ゴーヤ(冷凍)	梅の花	れんこん(冷凍)	ぶんたん
甘長とうがらし	その他のうり科野菜(冷凍)	ウラジロガシの葉	えごま(冷凍)	平兵衛酢(へべす)
かぐらなんばん	ほうれんそう	エケベリア	豆苗(冷凍)	ぼんかん
きだちとうがらし	ほうれんそう(冷凍)	えごま	もやし(冷凍)	ぼんたん
クコ	たけのこ	エンジュの葉	たらの芽(冷凍)	マーコット
ししとう	たけのこ(冷凍)	おうぎ	未成熟さざげ(冷凍)	マンダリン
とうがらし	オクラ	おかひじき	スペアミント	メローゴールド
とうがらしの葉	オクラ(冷凍)	オタネニンジン	スペアミント(冷凍)	ミネオラ
なんばん	しょうが	オリーブの葉	その他のハーブ	ゆず
ハバネロ	葉しょうが	ギムネマ	その他のハーブ(冷凍)	ゆずの果皮
パプリカ(香辛料として用いられるもの)	しょうが(冷凍)	くさそてつ	ビート(冷凍)	伊予柑
ハラペーニョ	未成熟えんどう	クズ	つるむらさき(冷凍)	河内晩柑
食用ほおずき	グリーンピース	クズイモ	みかん	清見
青とうがらし(冷凍)	さやえんどう	くわい	みかん(冷凍)	天草
とうがらし(冷凍)	きぬさや	高麗人参	あまなつ	日向夏
パプリカ	未成熟えんどう(冷凍)	こごみ	なつみかん	不知火
パプリカ(冷凍)	未成熟いんげん	コンフリー	なつみかん(冷凍)	たんかん(冷凍)
ししとう(冷凍)	モロッコインゲン	桜の花	なつみかんの外果皮	ぼんかん(冷凍)
その他のなす科野菜(冷凍)	未成熟いんげん(冷凍)	桜葉(さくらば)	なつみかんの果実全体	きんかん(冷凍)
ガーキン	えだまめ	さといも(葉柄)	レモン	その他のかんきつ類果実(冷凍)
きゅうり	えだまめ(冷凍)	さといもの葉	レモンの果皮	クラブアップル
きゅうり(冷凍)	マッシュルーム	サフランのおしべ	レモン(冷凍)	りんご
ウインタースカッシュ	マッシュルーム(冷凍)	サボテンの果肉	オレンジ	りんご(冷凍)
かぼちゃ	しいたけ	シャクヤク	オレンジの果皮	中国なし
サマースカッシュ	その他のきのこ類	じゅんさい	ネーブルオレンジ	日本なし
スカッシュ	アガリクス	ずいき	オレンジ(冷凍)	日本なし(冷凍)
ズッキーニ	あわびたけ	ぜんまい	グレープフルーツ	西洋なし
そうめんかぼちゃ	あんずたけ	たらの芽	グレープフルーツ(冷凍)	西洋なし(冷凍)
金糸瓜	えのきだけ	チョロギ	ライム	マルメロ
かぼちゃ(冷凍)	エリンギ	つるむらさき	ライム(冷凍)	マルメロ(冷凍)
あおうり	きくらげ	甜茶	その他のかんきつ類果実	びわ

びわ(冷凍)	キウイー	綿実	リコリス	バジル
もも	キウイー(冷凍)	綿実(冷凍)	キャラウェイ(ヒメウイキョウ)の種子	メボウキ
もも(冷凍)	パパイヤ	なたね	クチナシの果実	ハッカ
ネクタリン	パパイヤ(冷凍)	なたね(冷凍)	クミン	ミント
ネクタリン(冷凍)	アボカド	その他のオイルシード	黒コショウ<コショウの果実>	マジョラム
アプリコット	アボカド(冷凍)	エゴマ(種子)	クローブ	マスタードの茎
あんず	パイナップル	あまに(亜麻仁)	ケイヒ(桂皮)	マスタードの葉
あんず(冷凍)	パイナップル(冷凍)	かぼちゃの種子	ケシの種子	からしなの茎
すもも	グアバ	ヒマシ	ケーパー	からしなの葉
プラム	グアバ(冷凍)	あまに(亜麻仁)(冷凍)	コリアンダー	みょうが
プルーン	マンゴー	その他のオイルシード(冷凍)	コエンドロ	みょうがたけ
すもも(冷凍)	マンゴー(冷凍)	かぼちゃの種子(冷凍)	サフランのめしべ(花柱及び柱頭を含む)	ラベンダー
うめ	パッションフルーツ	ぎんなん	シソの種子	レモングラス
うめ(冷凍)	パッションフルーツ(冷凍)	ぎんなん(冷凍)	シナモン	ローズマリー
おうとう	なつめやし	くり	白コショウ<コショウの果実>	マンネンロウ
チェリー	なつめやし(冷凍)	くり(冷凍)	スターアニス	ローレル
おうとう(冷凍)	その他の果実	ペカン	セロリの種子	わさびの葉
いちご	あけび	ペカン(冷凍)	ナツメグ	わさびの花
野苺	アセロラ	アーモンド	メース	わさびの葉柄
いちご(冷凍)	アテモヤ	アーモンド(冷凍)	バニラ豆	フェンネル(冷凍)
ラズベリー	アブラヤシ(パーム油の原料)	くるみ	マスタード	ディル(冷凍)
ラズベリー(冷凍)	アブラヤシの外果皮	くるみ(冷凍)	ヤングペッパー	ハッカ(冷凍)
ブラックベリー	アブラヤシの果実	その他のナッツ類	カラシナ(マスタード)の種子	メボウキ(冷凍)
ブラックベリー(冷凍)	いちじく	カシューナッツ	コリアンダー(冷凍)	レモングラス(冷凍)
ブルーベリー	オリーブ	トチの実	スペアミント	しその葉(冷凍)
ブルーベリー(冷凍)	かりん	ピスタチオ	スペアミント(冷凍)	その他の農産物
クランベリー	ココナッツ	ヒッコリーナッツ	ペパーミント	牛の筋肉
クランベリー(冷凍)	ココヤシ	ブラジルナッツ	ペパーミント(冷凍)	牛肉
ハuckleベリー	スターフルーツ	ヘーゼルナッツ	その他のハーブ	牛の筋肉(冷凍)
ハuckleベリー(冷凍)	ざくろ	マカダミアナッツ	あさつき	豚の筋肉
その他のベリー類果実	さるなし	松の実	アニスの茎	豚肉
赤フサスグリ	チェリモヤ	ヤシの実	アニスの葉	豚の筋肉(冷凍)
白フサスグリ	中国ナツメ(タイソウ)	カシューナッツ(冷凍)	フェンネル	羊の筋肉
グーズベリー	ドラゴンフルーツ	ピスタチオ(冷凍)	ういきょう	羊肉
黒フサスグリ	ドリアン	ブラジルナッツ(冷凍)	エシャロット	羊の筋肉(冷凍)
黒スグリ	なつめ(棗)	ヘーゼルナッツ(冷凍)	オレガノ	馬の筋肉
カシス	ハスの果実	マカダミアナッツ(冷凍)	カモミール	馬肉
クワ属の実	フェイジョア	その他のナッツ類(冷凍)	カミツレ	馬の筋肉(冷凍)
コケモモの実	フトモモ	茶	マスタードの茎・葉	鹿の筋肉
すぐり	マンゴスチン	緑茶	パクチー	鹿肉
ハスカップ	ライチ	紅茶	ザーサイ<マスタードの葉・茎>	シカ肉
フサスグリ	羅漢果	コーヒー豆	サボリー	鹿の筋肉(冷凍)
ブラックカラント	ランブータンの実	コーヒー豆(冷凍)	セイボリー	山羊の筋肉
やまもも	リュウガンの実(リュウガンニク、龍眼肉)	カカオ豆	サンショウの葉	山羊肉
レッドカラント	スターフルーツ(冷凍)	カカオ豆(冷凍)	しその葉	山羊の筋肉(冷凍)
その他のベリー類果実(冷凍)	マンゴスチン(冷凍)	ホップ	シソの花穂	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉
レッドカラント(冷凍)	ココナッツ(冷凍)	サンショウの果実	ジャスミンの葉	その他の肉
ブラックカラント(冷凍)	ざくろ(冷凍)	みかんの果皮(チンピ)	ジャスミンの花	いのしし肉
ぶどう	ライチ(冷凍)	その他のスパイス	食用ミニバラ	イノシシ肉
ぶどうの種	なつめ(棗)(冷凍)	アニスの種子	ステビア	猪肉
山ぶどう	その他の果実(冷凍)	ウイキョウ(フェンネル)の種子	セージ	うさぎ肉
ワイン用ぶどう	ひまわりの種子	ターメリック	タイム	ウサギ肉
ぶどう(冷凍)	ひまわりの種子(冷凍)	ウコン	たで	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(冷凍)
かき	ごまの種子	オールスパイス	タラゴン	猪の筋肉
かき(冷凍)	ごまの種子(冷凍)	カルダモンの果実	エストラゴン	猪の筋肉(冷凍)
バナナ	べにばなの種子	カルダモンの種子	チャイブ	うさぎの筋肉
バナナ(冷凍)	べにばなの種子(冷凍)	カンゾウ	ディル	うさぎの筋肉(冷凍)

牛の脂肪	牛の食用部分(冷凍)	鶏の腎臓	かんぱち	はたはた(冷凍)
牛脂肪	牛の食用部分(冷凍)	鶏腎臓	きす	魚介類(その他の魚類)
豚の脂肪	豚の食用部分	鶏の腎臓(冷凍)	きだい	あいなめ
豚脂肪	豚の食用部分(冷凍)	あひるの腎臓	くえ	あこうだい
羊の脂肪	羊の食用部分	あひるの腎臓(冷凍)	くろそい	あかうお
羊脂肪	羊の食用部分(冷凍)	七面鳥の腎臓	くろだい	あゆ
馬の脂肪	馬の食用部分	七面鳥の腎臓(冷凍)	さば	あんこう
馬脂肪	馬の食用部分(冷凍)	その他の家さんの腎臓	さわら	いわし
鹿の脂肪	鹿の食用部分	その他の家さんの腎臓(冷凍)	しまあじ	うるめいわし
鹿脂肪	鹿の食用部分(冷凍)	鶏の食用部分	シルバー	かたくちいわし
山羊の脂肪	山羊の食用部分	鶏の食用部分(冷凍)	しろぐち	まいわし
山羊脂肪	山羊の食用部分(冷凍)	七面鳥の食用部分	すずき	うぐい
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	七面鳥の食用部分(冷凍)	そうだかつお	えぞあいなめ
その他の脂肪	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分(冷凍)	その他の家さんの食用部分	たい	おこぜ
牛の肝臓	乳	その他の家さんの食用部分(冷凍)	たかべ	かれい
牛肝臓	生乳	鶏の卵	たちうお	かわはぎ
牛の肝臓(冷凍)	牛乳	鶏卵	ちだい	このしろ
豚の肝臓	鶏の筋肉	卵	にべ	さより
豚肝臓	鶏肉	その他の家さんの卵	ティラピア	すけとうだら
豚の肝臓(冷凍)	鶏の筋肉(冷凍)	うずら卵	はぜ	ぎんだら
羊の肝臓	あひるの筋肉	魚介類(さけ目)	はたはた	きんめだい
羊肝臓	あひる肉	あまご	はまち	こい
羊の肝臓(冷凍)	あひるの筋肉(冷凍)	あめご	ひらまさ	さんま
馬の肝臓	七面鳥の筋肉	いわな	ぶり	ししゃも
馬肝臓	七面鳥肉	キングサーモン	べら	したびらめ
馬の肝臓(冷凍)	七面鳥の筋肉(冷凍)	銀ざけ	まあじ	たら
鹿の肝臓	その他の家さんの筋肉	さけ	まぐろ	どじょう
鹿肝臓	あいがも肉	大西洋さけ	きはだまぐろ	とびうお
鹿の肝臓(冷凍)	うずら肉	しろうお	くろまぐろ	とらふぐ
山羊の肝臓	鴨肉	にじます	めばちまぐろ	なまず
山羊肝臓	かも肉	べにざけ	まながつお	にしん
山羊の肝臓(冷凍)	きじ肉	ます	まはた	ひらめ
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	鳩肉	ますのすけ	まるあじ	ふぐ
その他の肝臓	はと肉	やまめ	まだい	ふな
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(冷凍)	ホロホロ鳥肉	しろうお(冷凍)	めばる	ほうぼう
牛の腎臓	ほろほろ鳥肉	魚介類(さけ目)(冷凍)	魚介類(すずき目)(冷凍)	ぼら
牛腎臓	うずら肉(冷凍)	魚介類(うなぎ目)	かじき(冷凍)	ほっけ
牛の腎臓(冷凍)	ガチョウ肉	あなご	かつお(冷凍)	ほき
豚の腎臓	ガチョウ肉(冷凍)	うなぎ	さば(冷凍)	ほんもろこ
豚腎臓	きじ肉(冷凍)	はも	さわら(冷凍)	まだら
豚の腎臓(冷凍)	その他の家さんの筋肉(冷凍)	まあなご	たちうお(冷凍)	メルルーサ
羊の腎臓	はと肉(冷凍)	うなぎ(冷凍)	まぐろ(冷凍)	わかさぎ
羊腎臓	ほろほろ鳥肉(冷凍)	魚介類(うなぎ目)(冷凍)	あじ(冷凍)	淡水魚
羊の腎臓(冷凍)	鶏の脂肪	あなご(冷凍)	いぼだい(冷凍)	海水魚
馬の腎臓	鶏脂肪	はも(冷凍)	ぶり(冷凍)	あゆ(冷凍)
馬腎臓	あひるの脂肪	魚介類(すずき目)	まながつお(冷凍)	どじょう(冷凍)
馬の腎臓(冷凍)	七面鳥の脂肪	あかかます	かんぱち(冷凍)	なまず(冷凍)
鹿の腎臓	その他の家さんの脂肪	あじ	いさき(冷凍)	わかさぎ(冷凍)
鹿腎臓	鶏の肝臓	あまだい	いとよりだい(冷凍)	ふな(冷凍)
鹿の腎臓(冷凍)	鶏肝臓	いさき	すずき(冷凍)	魚介類(その他の魚類)(冷凍)
山羊の腎臓	鶏の肝臓(冷凍)	いしがきだい	たい(冷凍)	おこぜ(冷凍)
山羊腎臓	あひるの肝臓	いしもち	にべ(冷凍)	いわし(冷凍)
山羊の腎臓(冷凍)	あひるの肝臓(冷凍)	いとよりだい	めばる(冷凍)	にしん(冷凍)
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	七面鳥の肝臓	いぼだい	くえ(冷凍)	すけとうだら(冷凍)
その他の腎臓	七面鳥の肝臓(冷凍)	かじき	あかかます(冷凍)	たら(冷凍)
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(冷凍)	その他の家さんの肝臓	かつお	かます(冷凍)	メルルーサ(冷凍)
牛の食用部分	その他の家さんの肝臓(冷凍)	かます	あまだい(冷凍)	したびらめ(冷凍)

かれい(冷凍)	はなさがに	ライ麦ふすま	野菜(加工冷凍)	ピメント(水煮)
ひらめ(冷凍)	ロブスター	とうもろこし粉	スイートコーン(加工冷凍)	ヤングコーン(水煮)
ふぐ(冷凍)	わたりがに	とうもろこし油	ばれいしょ(加工冷凍)	キャッサバ(水煮)
とらふぐ(冷凍)	いせえび(冷凍)	大豆油	さといも(加工冷凍)	スイートコーン(水煮)
あいなめ(冷凍)	えび(冷凍)	らっかせい油	だいこん(加工冷凍)	アスパラガス(水煮)
あんこう(冷凍)	ざりがに(冷凍)	ポテトフレーク	こまつな(加工冷凍)	野菜(水煮)
かわはぎ(冷凍)	ロブスター(冷凍)	乾燥にら	チンゲンサイ(加工冷凍)	あんず(シロップ漬け)
さより(冷凍)	がざみ(冷凍)	トマトジュース	カリフラワー(加工冷凍)	おうとう(シロップ漬け)
さんま(冷凍)	けがに(冷凍)	トマトピューレー	ブロッコリー(加工冷凍)	グレープフルーツ(シロップ漬け)
ほうぼう(冷凍)	ずわいがに(冷凍)	トマトペースト	菜の花(加工冷凍)	すもも(シロップ漬け)
ほっけ(冷凍)	かに(冷凍)	乾燥とうがらし	にんにくの茎(加工冷凍)	なし(シロップ漬け)
魚介類(貝類)	たらばがに(冷凍)	乾燥野菜	にんじん(加工冷凍)	なつめやし(シロップ漬け)
あかがい	はなさがに(冷凍)	オレンジジュース	ピーマン(加工冷凍)	パイナップル(シロップ漬け)
あさり	魚介類(甲殻類)(冷凍)	かんきつ類果実ジュース	カラーピーマン(加工冷凍)	ぶどう(シロップ漬け)
あわび	その他の魚介類	グレープフルーツジュース	かぼちゃ(加工冷凍)	ベリー類(シロップ漬け)
イガイ	うに	レモンジュース	ほうれんそう(加工冷凍)	みかん(シロップ漬け)
しじみ	たこ	りんごジュース	オクラ(加工冷凍)	もも(シロップ漬け)
さざえ	いいだこ	もも(乾燥させたもの)	未成熟えんどう(加工冷凍)	りんご(シロップ漬け)
とりがい	いか	乾燥もも	グリーンピース(加工冷凍)	ライチ(シロップ漬け)
ばかがい	あおりいか	乾燥すもも	未成熟いんげん(加工冷凍)	果実(シロップ漬け)
はまぐり	やりいか	もも(乾燥)	えだまめ(加工冷凍)	あんず(ジャム)
ほたてがい	もんごういか	すもも(乾燥)	しいたけ(加工冷凍)	いちご(ジャム)
ほっきがい	ほや	乾燥いちじく	きのこ(加工冷凍)	ブルーベリー(ジャム)
たいらぎがい	いか(冷凍)	ぶどうジュース	未成熟そら豆(加工冷凍)	ラズベリー(ジャム)
とこぶし	うに(冷凍)	干しぶどう	未成熟ふじ豆(加工冷凍)	オレンジ(マーマレード)
牡蛎	その他の魚介類(冷凍)	乾燥なつめやし	れんこん(加工冷凍)	レモン(マーマレード)
岩牡蛎	たこ(冷凍)	コーヒー豆(焙煎したもの)	こんにゃく(乾燥)	果実加工品(マーマレード)
みるがい	ほや(冷凍)	オリーブ油	かんしょ(乾燥)	果実加工品(ペースト)
むらさきがい	はちみつ	乾燥マンゴー	キャッサバ(乾燥)	マンゴー(加工冷凍)
あかがい(冷凍)	ローヤルゼリー	乾燥果実	いも類(乾燥)	ライチ(加工冷凍)
あさり(冷凍)	かえる	あんず(乾燥)	かぼちゃ(乾燥)	マンゴスチン(加工冷凍)
魚介類(貝類)(冷凍)	かめ	うめ(乾燥)	かんぴょう(乾燥)	果実加工品
牡蛎(冷凍)	かたつむり	りんご(乾燥)	キャベツ(乾燥)	果実(加工冷凍)
しじみ(冷凍)	昆虫	パイナップル(乾燥)	野菜(乾燥)	ラズベリー(加工冷凍)
とりがい(冷凍)	すっぽん	バナナ(乾燥)	しょうが(乾燥)	ブルーベリー(加工冷凍)
ばかがい(冷凍)	その他の一般食品	マンゴー(乾燥)	ぜんまい(乾燥)	その他の果実(加工冷凍)
はまぐり(冷凍)	くじら	なつめやし(乾燥)	だいこんの根(乾燥)	果実加工品(ジャム)
ほたてがい(冷凍)	かめ(冷凍)	パパイヤ(乾燥)	たけのこ(乾燥)	果実加工品(シロップ漬け)
ほっきがい(冷凍)	かえる(冷凍)	ココナッツ(乾燥)	たまねぎ(乾燥)	くり加工品
むらさきがい(冷凍)	くじら(冷凍)	ぶどう(乾燥)	朝鮮にんじん(乾燥)	くるみ加工品
たいらぎがい(冷凍)	すっぽん(冷凍)	かき(乾燥)	にんじん(乾燥)	ぎんなん加工品
あわび(冷凍)	その他の一般食品	くこの実(乾燥)	にんにく(乾燥)	アーモンド加工品
さざえ(冷凍)	プロボリス	果実(乾燥)	ねぎ(乾燥)	カシューナッツ加工品
とこぶし(冷凍)	海藻	ドリアン(乾燥)	パセリ(乾燥)	ピスタチオナッツ加工品
魚介類(甲殻類)	こんぶ	ひまわり油	ほうれんそう(乾燥)	マカダミアナッツ加工品
いせえび	てんぐさ	綿実油	わさび(乾燥)	ヘーゼルナッツ加工品
えび	わかめ	亜麻仁油	わらび(乾燥)	ブラジルナッツ加工品
あまえび	その他の一般食品(冷凍)	なたね油	よもぎ(乾燥)	ペカンナッツ加工品
くるまえび	こんぶ(冷凍)	植物油	わけぎ(乾燥)	すいかの種子加工品
さくらえび	海藻(冷凍)	ごま油	冷凍(野菜加工品)	ごまの種子加工品
バナメイえび	わかめ(冷凍)	米油	にんじん(水煮)	かぼちゃの種子加工品
ざりがに	米ぬか	乾燥スパイス	たけのこ(水煮)	ひまわりの種子加工品
かに	精米	乾燥バジル	ぜんまい(水煮)	亜麻仁加工品
がざみ	小麦粉	乾燥ハーブ	れんこん(水煮)	はすの種子加工品
けがに	小麦はい芽	いくら	アーティチョーク(水煮)	くり加工品(ペースト)
ずわいがに	ライ麦粉(全粉粒に限る。)	すじこ	グリーンピース(水煮)	アーモンド加工品(ペースト)
たらばがに	ライ麦粉	野菜加工品	トマト(水煮)	ピスタチオ加工品(ペースト)

くり(シロップ漬け)	肉加工品	さば(切り身冷凍)	穀類加工品(冷凍)	オリーブ加工品
ナッツ(シロップ漬け)	ハム	まぐろ(切り身冷凍)	穀類加工品(米飯冷凍)	清涼飲料
ナッツ(加工冷凍)	ソーセージ	ひらめ(切り身冷凍)	ピーナッツ加工品(冷凍)	粉末清涼飲料
くり(加工冷凍)	ベーコン	いとよりだい(切り身冷凍)	豆加工品(冷凍)	インスタントコーヒー
野菜加工品(トマト)	肉加工品(冷凍)	魚介類(その他の魚類)(切り身冷凍)	こんにゃくいも加工品	ミネラルウォーター
野菜加工品(ケチャップ)	卵加工品	かつお(切り身冷凍)	ばれいしょ加工品	乳飲料
漬物	卵加工品(液卵)	きす(切り身冷凍)	キャッサバ加工品	加工乳
キムチ	魚介類加工品	どじょう(切り身冷凍)	たまねぎ加工品	果実酒
サワークラウト	えび(切り身冷凍)	なまず(切り身冷凍)	朝鮮にんじん加工品	ワイン
野菜加工品(かんぴょう)	いか(切り身冷凍)	魚介類(さけ目)(切り身冷凍冷凍)	トマト加工品	野菜ジュース
いも加工品	貝(むき身冷凍)	はも(切り身冷凍)	にんにく加工品	果実ジュース
いも加工品(フライドポテト)	貝(むき身)	かわはぎ(切り身冷凍)	うり加工品(塩蔵)	果汁
いも加工品(ポテトチップス)	魚介類(切り身むき身冷凍)	さば加工品(冷凍)	きゅうり加工品(塩蔵)	乳製品
いも加工品(ほしいも)	魚介類加工品(えび)	うなぎ加工品(冷凍)	ごぼう加工品(塩蔵)	チーズ
いも加工品(冷凍)	魚介類加工品(いか)	あなご加工品(冷凍)	野菜加工品(塩蔵)	バター
いも加工品(冷凍フライドポテト)	魚介類加工品(水煮)	なまず加工品(冷凍)	しょうが加工品(塩蔵)	発酵乳
穀類加工品	菓子	はも加工品(冷凍)	せり加工品(塩蔵)	調製粉乳
穀類加工品(もち)	菓子(焼き菓子)	あじ加工品(冷凍)	ぜんまい加工品(塩蔵)	アイスクリーム類
穀類加工品(乾めん)	菓子(キャンディ)	きす加工品(冷凍)	だいこんの根加工品(塩蔵)	乾燥きのこ
穀類加工品(生めん)	菓子(チョコレート)	たら加工品(冷凍)	たけのこ加工品(塩蔵)	干しいたけ
穀類加工品(パスタ)	菓子(洋菓子)	あかがい(むき身冷凍)	なす加工品(塩蔵)	マッシュルーム(乾燥)
穀類加工品(パン)	菓子(冷凍)	牡蛎(むき身冷凍)	にんにく加工品(塩蔵)	きくらげ(乾燥)
はるさめ	はちみつ加工品	たいらぎがい(むき身冷凍)	らっきょう加工品(塩蔵)	きのこ(乾燥)
とうもろこし加工品	プロボリス加工品	とりがい(むき身冷凍)	わらび加工品(塩蔵)	アルコール飲料
きのこ加工品	ローヤルゼリー加工品	ほたてがい(むき身冷凍)	トマトピューレ	
豆加工品	ギムネマ茶	貝(むき身冷凍)	野菜加工品(ペースト)	
豆乳	チャパラル茶	あわび(むき身冷凍)	野菜加工品(冷凍)	
とうふ	トチュウ茶	さざえ(むき身冷凍)	モロヘイヤ(加工冷凍)	
あん	マテ茶	あさり(むき身冷凍)	しゅんぎく(加工冷凍)	
大豆加工品	柿の葉茶	しじみ(むき身冷凍)	にら(加工冷凍)	
大豆(水煮)	その他の茶の代用品	はまぐり(むき身冷凍)	ゴーヤ(加工冷凍)	
ナッツ加工品	その他の加工食品	ほっきがい(むき身冷凍)	未成熟さざげ(加工冷凍)	
ナッツ加工品(くり)	でんぷん	とりがい加工品(冷凍)	わけぎ(加工冷凍)	
ナッツ加工品(ピーナッツ)	植物性たんぱく	ほっきがい加工品(冷凍)	キャッサバ(加工冷凍)	
オイルシード加工品	冷凍食品	貝加工品(冷凍)	かんしょ(加工冷凍)	
果汁(冷凍)	加工食品	牡蛎加工品(冷凍)	ねぎ(加工冷凍)	
惣菜	健康食品	いか(切り身、むき身)	パプリカ(加工冷凍)	
惣菜(冷凍)	あじ(切り身)	うに(切り身、むき身)	アスパラガス(加工冷凍)	
調味料	ティラピア(切り身)	えび(切り身、むき身)	しょうが(加工冷凍)	
しょうゆ	かれい(切り身)	かに(切り身、むき身)	セロリ(加工冷凍)	
みそ	魚介類(さけ目)(切り身)	たこ(切り身、むき身)	たけのこ(加工冷凍)	
魚加工品	さば(切り身)	くじら(切り身)	たまねぎ(加工冷凍)	
うなぎ蒲焼	まぐろ(切り身)	いか(切り身冷凍)	にんにく(加工冷凍)	
うなぎ蒲焼(冷凍)	ひらめ(切り身)	うに(切り身冷凍)	ヤングコーン(加工冷凍)	
うなぎ白焼	かんぱち(切り身)	えび(切り身冷凍)	ごぼう(加工冷凍)	
うなぎ白焼(冷凍)	いとよりだい(切り身)	かに(切り身冷凍)	マッシュルーム(塩蔵)	
しらす	魚介類(その他の魚類)(切り身)	たこ(切り身冷凍)	まつたけ(塩蔵)	
ちりめん	かつお(切り身)	くじら(切り身冷凍)	きのこ(塩蔵)	
魚加工品(冷凍)	きす(切り身)	魚介類(切り身冷凍)	マッシュルーム(水煮)	
魚(切り身冷凍)	どじょう(切り身)	かに加工品(冷凍)	ひらたけ(水煮)	
魚(切り身)	なまず(切り身)	えび加工品(冷凍)	きのこ(水煮)	
魚介類(切り身、むき身)	はも(切り身)	しゃこ加工品(冷凍)	きくらげ(水煮)	
魚油	かわはぎ(切り身)	いか加工品(冷凍)	しめじ(水煮)	
水産動物油脂	あじ(切り身冷凍)	魚介類加工品(冷凍)	きくらげ(加工冷凍)	
魚卵加工品	ティラピア(切り身冷凍)	魚卵加工品(冷凍)	しめじ(加工冷凍)	
たらこ	かれい(切り身冷凍)	穀類加工品(パン冷凍)	乾燥スパイス	
かずのこ	魚介類(さけ目)(切り身冷凍)	穀類加工品(めん冷凍)	うめ加工品	

有害化学物質名

農薬等	アクリナトリン	アルジカルブスルホキシド	イマザモックス	エマメクチンN-メチルホルミルアミノ体
BHC	アクロミド	アルジカルブスルホン	イマザモックスアンモニウム塩	8, 9- α -エマメクチンB1a
α -BHC	アザコナゾール	アルドキシカルブ	イマザリル	エリスロマイシン
β -BHC	アザフェニジン	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	イマゼタピルアンモニウム塩	塩化ジデシルジメチルアンモニウム
γ -BHC	アザベロン	アルドリン	イマゾスルフロン	塩酸ホルメタネート
δ -BHC	アザベロール	アルドリン及びディルドリン	イミシアホス	塩酸メトセルベイト
2, 4-D	アザメチホス	アルドリン、ディルドリン及びエンドリン	イミダクロプリド	エンドスルファン
2, 4-Dイソプロピル	アシフルオルフェン	アルトレノゲスト	イミダゾール-2-チオール	α -エンドスルファン
2, 4-Dエチル	アジプロトリン	アルベンダゾール	イミドカルブ	β -エンドスルファン
2, 4-Dジメチルアミン	アシベンゾラル-S-メチル	アルベンダゾール代謝物	イミノクタジン	エンドスルファンサルフェート
2, 4-Dプトキシエチル	アシベンゾラル酸	アレスリン	イミプロトリン	エンドタール
2, 4-Dアルカノールアミン塩	アジムスルフロン	ピオアレスリン	イミベンコナゾール	エンドチオン
2, 4, 5-T	アシュラム	アロキシジム	イミベンコナゾール脱ベンジル体	エンドリン
2, 4, 5-TB	アジンホスエチル	アンシミドール	インダノファン	エンラマイシン
2, 4, 5-Tイソプロピル	アジンホスメチル	アンバム	インドキサカルブ	エンロフロキサシン
2, 4-DB	アスポキシリン	アンビシリン	インドール酪酸	オイゲノール
CMPT	アセキノシル	アンブロリウム	ウニコナゾール-P	オキサジアゾン
COCNQ	アセキノシルヒドロキシ体	イオドスルフロンメチル	ウルバジッド	オキサジアルギル
CONQ	アセタミプリド	イサゾホス	エクロメゾール	オキサジキシル
DBEDC	アセタミプリド代謝物M-2-1	イソウロン	17- α -エストラジオール	オキサジクロメホン
DCIP	2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	イソオイゲノール	17- β -エストラジオール	オキサシリン
DDT	アセトアミノフェン	イソカルボホス	エースフェノン	オキサチアピプロリン
p, p'-DDT	アセトクロール	イソキサジフェンエチル	エスフェンバレレート	オキサベトリニル
o, p'-DDT	アセフェート	イソキサチオン	エスプロカルブ	オキサミル
p, p'-DDD	アゾキシストロビン	イソキサチオンオキソン	エタメツルフロンメチル	オキシエチレンドコサノール
p, p'-DDE	アゾシクロチン	イソキサフルトール	エタルフルリン	オキシカルボキシン
o, p'-DDD	アゾシクロチン及びシヘキサチン	イソキサフルトール代謝物B	エチオフェンカルブ	オキシクロザニド
o, p'-DDE	アトラジン	イソキサベン	エチオフェンカルブスルホキシド	オキシジアゾン
2, 2-DPA	アニラジン	イソシアムル酸	エチオフェンカルブスルホン	オキシテトラサイクリン
ダラボン	アニロホス	イソシニコメロン酸ニプロピル	エチオレート	オキシテトラサイクリン、クロロテトラサイクリン及びテトラサイクリン
DSP	アバメクチン	イソチアニル	エチオン	オキシデプロホス
EPBP	アピラマイシン	イソチオエート	エチクロゼート	オキシデプロホススルホン
EPN	ジクロロイソエバニニック酸	イソドリル	エチクロゼート代謝物B	オキシデメトンメチル
EPNオキソン	アブラマイシン	イソピラザム	エチプロール	オキシフルオルフェン
EPTC	アベルメクチン	イソフェンホス	エチプロストントロメタミン	オキシベンダゾール
ESBP	アベルメクチンB1a	イソフェンホスオキソン	4-エチルチオフェニルメチルカルバメート	オキシ銅
ESTP	アベルメクチンB1b	イソフェンホスメチル	4-(2-エチルチオフェニル)-6-メチル-10-ニトロフルオレン-9-エチル-2-チオカルバメート	オキシ塩化銅
ETM	8, 9- α -アベルメクチンB1a	イソプロカルブ	エチルベンズイミダゾール-2-イルカルバメート	オキシポコナゾールフマル酸塩
FABA	アボバルシン	イソプロチオラン	エチレンチオウレア	オキシポコナゾールホルミル体
FABB	アマンタジン	イソプロチオランスルホキシド	エディフェンホス	4, 4'-ジメチル-2-オキサゾリジン
IPSP	アミスプロム	イソプロツロン	エテホン	オキシリニック酸
MALS	アミトラズ	イソプロパリン	エトキサゾール	オクスフェンダゾール
MCPA	N-2, 4-ジメチルフェニル-N'-メチルホルムアミジン	イソベンザン	エトキシキン	オクスフェンダゾール、フェニルチル及びフェンベンダゾール
MCPAエチル	アミトロール	イソメタミジウム	エトキシスルフロ	オクスフェンダゾールスルホン
MCPAメチル	アミノエトキシビニルグリシン	イナベンフィド	エトパベート	オクタクロジプロピルエーテル
フェノチオール	アミノカルブ	イブコナゾール	エトフェンブロックス	オフロキサシン
MCPAN	アミノピラリド	イブフェンカルバゾン	エトフメート	オメトエート
MCPB	4-アミノピリジン	イブロジオン	エトプロホス	オラキンドックス
MCPBエチル	アミプロホスメチル	イブロジオン代謝物	エトベンザニド	オリサストロビン
MCPCA	アミホス	イブロニダゾール	エトリジアゾール	オリザリン
MCPE	アメクトラジン	イブロバリカルブ	エトリムホス	オルトフェニルフェノール
MCPFA	アマトリン	イブロフェンホス	エノキサシン	オルビフロキサシン
MNFA	アモキシシリン	イブロベンホス	エプフォス	オルベンカルブ
MTMC	アラクロール	イベルメクチン	エプリノメクチン	オルメトプリム
TCMTB	アラニカルブ	イマザキン	エフロトマイシン	オレアンドマイシン
XMC	アラマイト	イマザピク	エボキシコナゾール	カスガマイシン
ZM	アリキシカルブ	イマザピル	エマメクチン安息香酸塩	カズサホス
アイオキシニル	アリドクロール	イマザメタベンズ	エマメクチンアミノ体	カナマイシン
アイオキシニルオクタノエート	アルジカルブ	イマザメタベンズメチルエステル	エマメクチンホルミルアミノ体	カフエンストロール

カブタホール	クレトジム	クロルビリホスオキソン	ジアベリジン	ジスルホトンスルホン
カブリロヒドロキシサム酸	クレトジムスルホキシド	クロルビリホスメチル	ジアリホール	ジタリムホス
ガミスロマイシン	クレトジムスルホン	クロルフエナック	シアン	ジチアノン
カラゾール	クレトジムイミンスルフロ	クロルフエナビル	シアン化合物	ジチオカルバメート
カルタップ	クレンブテロール	クロルフエネトール	シアン化ナトリウム	ジチオビル
カルタップ、チオシクロラム及びベンシルタップ	クロキシシリ	4-クロルフエノキシ酢酸	シアン化水素	シデュロン
カルバドックス	クロキシホナック	クロルフエンスルヒド	シアントラニリブロール	ジニコナゾール
カルバドックス代謝物	クロキントセット	クロルフエンソン	2, 6-ジイソプロビルナフタレン	ジニトルミド
カルバリル	クロキントセットメキシ	クロルフエンビンホス	ジウロン	4, 6-ジニトロ- α -クレゾール
カルピンホス	クロサンテル	クロルフエンビンホスE	ジエチルスチルベストロール	ジニトロフェニルチオシアネート
カルフェントラゾ	クロジナホップ酸	クロルフエンビンホスZ	ジエチルトルアミド	シニドンエチル
カルフェントラゾエチル	クロジナホッププロパルギル	クロルフタリム	ジエトフェンカルブ	ジネブ
カルブチレート	クロステボル	クロルフファム	ジエノクロル	ジノカッ
カルプロバミド	クロゾリネート	クロルフアラズロン	シエノピラフェン	シノスルフロ
カルプロフェン	クロチアニジン	クロルプロビレート	ジオキサカルブ	ジノセブ
カルベタミド	クロチゾール	クロルプロファム	ジオキサチオン	ジノテフラン
カルベトシン	クロピドール	クロルプロマジン	ジオキサベンゾフォス	ジノテルブ
カルベンダジム	クロピラリド	クロルプロムロン	ジオフェノラン	ジノプロスト
カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベンシル	クロフェンセット	クロルヘキシジン	ジカンバ	ジノホス
カルボキシ	クロフェンテジン	クロルベンシド	ジクラズリル	シハロトリ
カルボスルファン	クロプロステロール	クロルマジノン	シクラニリド	γ -シハロトリ
カルボフェノチオン	クロプロップ	クロルメコート	ジクルロン	λ -シハロトリ
カルボフラン	クロマゾン	クロルメタンスルホンアミド	シクロエート	シハロホップブチル
3-OHカルボフラン	クロマフェノジド	クロルメホス	ジクロキシシリ	ジファシノ
カンタキサンチン	クロメキシニル	クロルクスロン	シクロキシジム	ジフェナミド
カンフェクロー	クロメキシフェン	クロラタロニル	ジクロシメット	ジフェニル
ガンマノナクロル	クロメブロッ	クロロトルロン	ジクロスラム	ジフェニルアミン
キザロホップPテフリル	クロメブロッ酸	4-クロロ-2-ニトロフェニル-p-ニトロフェニルエーテル	シクロスルファムロン	ジフェニルジスルフィド
キザロホップエチル	クロラニル	クロロネブ	ジクロゾリン	ジフェノコナゾール
キシラジン	クロラムフェニコール	クロロヒドロキシフェノキシ酢酸	ジクロトホス	ジフェンゾコート
キシリルカルブ	クロラニスラム	クロロビクリン	ジクロフェンチオン	ジフェンゾコートメチル硫酸
キタサマイシン	クロラニスラムメチル	クロロファシノン	ジクロフトラゾール	ジブチルサクシネート
キナルホス	クロラントラニリブロール	ビス(4-クロルフエノキシ)メタン	ジクロフルアニド	ジブチルヒドロキシトルエン
キノキシフェン	クロリダゾ	クロロベンジレート	シクロプロトリ	ジフラゾ
キノクラン	クロリノール	ケトリクラベンダゾール	シクロヘキシミド	シフルトリ
キノメチオナート	クロリムロンエチル	ケトプロフェン	ジクロベニル	シフルフェナミド
キャブタン	ビス(2-クロロイソプロビル)エーテル	ケベマイシン	2, 6-ジクロロベンズアミド	シフルフェニカン
キュウルア	クロルエトキシホス	ゲンタマイシン	ジクロホップエチル	ジフルフェンゾビル
キンクロラック	クロルジメホルム	コドレルア	ジクロホップメチル	ジフルベンズロン
キントゼン	クロルスルフロ	コリスチン	ジクロメジン	シフルメトフェン
クマクロー	クロルスロン	コルチコステロン	ジクロラン	シフルメトフェン代謝物B-1
クマテラリル	クロルタールジメチル	コロキソン	ジクロルブロッ	ジフロキサシン
クマホス	クロルチアミド	サイネビリン	ジクロルボス	シプロコナゾール
クミルロン	クロルチオホス	酢酸ジノセブ	ジクロルボス及びナレド	シプロジニル
クラブラン酸	クロルディン	酢酸イソ吉草酸タイロシン	ジクロルミド	シプロフロキサシン
グリオジン	α -クロルディン	酢酸ジノテルブ	1, 2-ジクロロプロパン	ジプロベトリ
グリオライト	β -クロルディン	酢酸メレンゲステロール	1, 3-ジクロロプロパン	1, 2-ジプロモエタン
グリカルピラミド	γ -クロルディン	サルフエナシル	1-(2, 4-ジクロロフェノキシ)アセチル)-3, 5-ジメチルピラゾール	1, 2-ジプロモ-3-クロロプロパン
クリスタルバイオレット	クロルデコン	サラフロキサシン	1-(2, 4-ジクロロフェノキシ)アセチル)-3, 5-ジメチルピラゾール	シヘキサチン
グリセオフルビン	クロルテトラサイクリン	サリチオン	ジクロロフェンチオン	シペルメトリ
グリチルリチン酸	クロルデン	サリノマイシン	ジクワット	ジベレリン
グリホシン	シスクロルデン	酸化アルベンダゾール	ジクワットジプロミド	脂肪酸アルコールエトキシレート
グリホサート	トランスクロルデン	酸化フェンブタズ	ジコホール	シマジ
クリミジン	オキシクロルデン	酸化プロピレン	4, 4'-ジクロロベンゾフェノ	ジミナゼン
グルホシネート	クロルニジン	シアゾファミド	ジコホール分解物	シメコナゾール
クルホメート	クロルニトロフェン	シアナジン	ジシクラニル	ジメタメトリ
クレソキシメチル	クロルニトロフェンアミノ体	シアノフェンホス	シスノナクロル	ジメチピン
クレソキシメチル代謝物M9	クロルビシクレ	シアノホス	ジスルホト	ジメチリモール
クレダジン	クロルビリホス	ジアフェンチウロン	ジスルホトンスルホキシド	ジメチルアンバム

ジメチルビンホス	スルファモイルダブゾン	チオセミカルバジド	ドジン	ナブロアニリド
ジメチルビンホスE	スルファモノトキシシ	2-チオヒダントイン	ドラソキシロン	ハロキシホップ
ジメチルビンホスZ	スルファレート	チオファネート	ドラメクチン	ハロクソン
ジメテナミド	スルフェノン	チオファネートメチル	トラルコキシジム	ハロスルフロンメチル
ジメトエート	スルファイソキサゾール	チオファノックス	トラロメトリン	ハロフジノン
ジメトモルフ	スルファイソゾール	チオプロニン	トランスノナクロル	パロモマイシン
ジメトモルフE	スルファイソミジン	チオペプチン	トリアザメート	ピアラホス
ジメトモルフZ	スルフェントラゾン	チオベンカルブ	トリアジメノール	ピオアレスリン
ジメトリダゾール	スルプロホス	チオメトン	トリアジメホン	ピオレスメトリン
シメトリン	スルプロホスオキソン	チジアズロン	トリアスルフロン	ピキサフェン
ジメピペレート	スルホスルフロン	チフェンスルフロン	トリアゾホス	ピクロラム
ジメピレート	スルホテップ	チフェンスルフロンメチル	トリアファモン	ピコキシストロビン
ジメホス	ゼアラレノン	チフルザミド	トリアレート	ピコザマイシン
シモキサニル	セクブメトン	チルミコシン	トリエタジン	ピコリナフェン
臭化メチル	セダキサン	ツラスロマイシン	トリクラベンダゾール	ピシクロビロン
臭化プロパルギル	セデカマイシン	ディルドリン	トリクラベンダゾール代謝物	ビスピリバックナトリウム塩
臭素	セトキシジム	デキサメタゾン	トリクラミド	ヒ素
ジョサマイシン	セファセトリル	テクナゼン	トリクロビル	ビチオノール
シラフルオフェン	セファゾリン	テクロフタラム	トリクロルホン	ピーチフルア
ジラム	セファピリン	テクロフタラムイミド	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	ピテルタノール
シリロシド	セファレキシン	デュキネート	トリシクラゾール	ヒドラメチルノン
ジルパテロール	セファロニウム	デストマイシンA	トリジファン	ヒドロキシイソキサゾール
シロマジシ	セフォペラゾン	デスメディファム	トリチコナゾール	ヒドロコルチゾン
シンメチリン	セフキノム	デスメトリン	トリデモルフ	ビナバクリル
スエップ	セフチオフル	テストステロン	トリネキサバックエチル	ピノキサデン
ストレプトマイシン	セフロキシム	テトラクロルビンホス	トリブホス	ビフェナゼート
ジヒドロストレプトマイシン	セミカルバジド	テトラコナゾール	トリフルアニド	ビフェナゼート代謝物B
ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	ゼラノール	テトラサイクリン	トリフルアニド代謝物	ビフェノックス
スパルフロキサシン	セロサイジン	テトラジホン	トリフルスルフロンメチル	ビフェントリン
スピノサド	センデュラマイシン	テトラピオン	トリフルミゾール	ピフルブミド
スピノシンA	ゾキサミド	cis-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド	トリフルミゾール代謝物	ピペラジン
スピノシンD	ターバシル	テトラメトリン	トリフルムロン	ピペロニルブトキシド
スピラマイシン	ターバム	テニルクロール	トリフルラリン	ピペロホス
スピロキサミン	ダイアジノン	テブコナゾール	トリフロキシストロビン	ヒメキサゾール
スピロジクロフェン	ダイアジノンオキソン	テブチウロン	トリフロキシスルフロン	ピメロジン
スピロテトラマト	ダイアレート	テブピリムホス	トリブロムサラン	ピラクロストロビン
スピロメシフェン	ダイムロン	テブフェノジド	トリベスロンメチル	ピラクロニル
スペクチノマイシン	タイロシン	テブフェンピラド	トリベレナミン	ピラクロホス
スルファエトキシピリダジン	ダゾメット	テブフロキン	トリホリン	ピラスルホトール
スルファキノキサリン	ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	テブラロキシジム	トリメタカルブ	ピラゾキシフェン
スルファグアニジン	ダノフロキサシン	テフリルトリオン	トリメトプリム	ピラゾスルフロンエチル
スルファクロルピリダジン	ダミノジッド	テフルトリン	トリメドルア	ピラゾホス
スルファジアジン	チアクロブリド	テフルベンズロン	トリルフルアニド	ピラゾリネート
スルファジミジン	チアクロブリドアミド	デメトンO	トルクロホスメチル	ピラゾン
スルファジメトキシシ	チアジアジン	デメトン-O-メチル	トルトラズリル	ピラフルフェンエチル
スルファセタミド	チアジアズロン	デメトンS	トルフェナム酸	ピランテル
スルファチアゾール	チアジニル	デメトン-S-メチル	トルフェンピラド	ピリオフェノン
スルファドキシシ	チアゾピル	デメトン-S-メチルスルホン	トルプロカルブ	ピリジニトリル
スルファトロキサゾール	チアメツロンメチル	テメホス	トレンボロン	ピリダフェンチオン
スルファニトラシ	チアベンダゾール	デルタメトリン	酢酸トレンボロン	ピリダベン
スルファニルアミド	5-ヒドロキシチアベンダゾール	デルタメトリン及びトラロメトリン	α-ートレンボロン	ピリダリル
スルファピリジン	チアムリン	テルデカマイシン	β-ートレンボロン	ピリチオバックナトリウム塩
スルファプロモメタジンナトリウム	チアメトキサム	テルブカルブ	ナイカルバジン	ピリデート
スルファベンズアミド	チアンフェニコール	テルブチラジン	ナナフロシン	ピリフェノックス
スルファメチゾール	チウラム	テルブトリン	ナフシリン	ピリフェノックスE
スルファメトキサゾール	チオキノックス	テルブホス	ナブタラム	ピリフェノックスZ
スルファメトキシジアジン	チオジカルブ	テルブメトン	1-ナフタレン酢酸	ピリフタリド
スルファメトキシピリダジン	チオジカルブ及びメソミル	テレフタル酸銅	ナフタロホス	ピリブチカルブ
スルファメラジン	チオシクラム	ドキシサイクリン	2-(1-ナフチル)アセタミド	ピリフルキナゾン

ピリフルキナゾン代謝物B	フェンチンヒドロキシド	フルオピコリド	ブロバルギット	マレイン酸ヒドラジド
ピリプロキシフェン	フェントエート	フルオピラム	トランスベルメトリン	マンジプロバミド
ピリベンカルブ	フェントラザミド	フルオベンシド	ベンコナゾール	マンゼブ
ピリミカーブ	フェンバレレート	フルオメツロン	ベンシクロン	マンデストロビン
ピリミジフェン	フェンピクロニル	フルオリン	ベンジルアデニン	マンネブ
ピリミスルファン	フェンピラザミン	フルオルイミド	ベンジルベニシリン	ミクロブタニル
ピリミスルフロンメチル	フェンピロキシメート	フルオロジフェン	ベンスリド	ミルジオマイシン
ピリミニール	フェンピロキシメートE	フルカルバゾンナトリウム塩	ベンスルタップ	ミルネブ
ピリミノバックメチル	フェンピロキシメートZ	フルキサピロキサド	ベンスルフロンメチル	ミルベメクチン
ピリミノバックメチルE	フェンブコナゾール	フルクロラリン	ベンゾカイン	ミロキサシン
ピリミノバックメチルZ	フェンフラム	フルキンコナゾール	ベンゾキシメート	ミロサマイシン
ピリミホスエチル	フェンブロスタレン	フルジオキシニル	ベンゾピシクロン	メカルバム
ピリミホスメチル	フェンブロパトリン	フルシトリネート	ベンゾフェナップ	メコブロップ
ピリメタニル	フェンブロピモルフ	フルシラゾール	ベンゾメート	メシリナム
ピリメタミン	フェンヘキサミド	フルシラゾール代謝物D	ベンダイオカルブ	メスルフェンホス
ピルリマイシン	フェンベンダゾール	フルスルファミド	ペンタクロロフェノール	メソスルフロンメチル
ピレトリン	フェンメディファム	フルセトスルフロン	ペンタゾン	メソトリオン
ピロキロン	フサライド	フルチアセットメチル	ペンタノクロール	メソミル
ピロミド酸	フジチオン	フルチアニル	ベンチアゾール	メソミルオキシム
ピンクロゾリン	ブタクロール	フルトラニル	ベンチアバリカルブイソプロビル	メタアルデヒド
ピンドン	ブタフェナシル	フルトリアホール	ベンチオビラド	メタクリホス
ファーマム	ブタミホス	フルニキシシ	ペンディメタリン	メタスルホカルブ
ファムフル	sec-ブチルアミン	フルバリネート	ペントキサゾン	メタゾスルフロン
ファモキサドン	ブチルヒドロキシアニソール	フルビラジフロン	ベンフラカルブ	メタゾール
フィプロニル	ブチレート	フルフェナセット	ペンフルフェン	メタフルミゾン
フェナザフロル	フッ化スルフリル	フルフェノクスロン	ペンフルラリン	メタベンズチアズロン
フェナミノスルフ	ブトカルボキシム	フルフェンピルエチル	ベンフレセート	メタミドホス
フェナミホス	ブトキシカルボキシム	フルプロパネート	ホキシム	メタミトロン
フェナリモル	ブトラリン	フルベンジアミド	ホサロン	メタム
フェントロチオン	ブトロキシジム	フルベンダゾール	ボスカリド	メタラキシル
フェントロチオンオキソン	ブピリメート	フルミオキサジン	ホスダイフェン	メタラキシル及びメフェノキサム
フェネチシリン	ブフェンカルブ	フルミクロラックベンチル	ホスチアゼート	メタルデヒド
フェノキサスルホン	ブプロフェジン	フルメキン	ホスファミドン	メチオカルブ
フェノキサニル	フベリダゾール	フルメツラム	ホスホマイシン	メチオカルブスルホキシド
フェノキサブロップエチル	ブラクロール	フルメトリン	ホスメット	メチオカルブスルホン
フェノキサブロップPエチル	フラザスルフロン	フルリドン	ホセチル	メチダチオン
フェノキシカルブ	フラジオマイシン	フルロキシビル	ホノホス	メチラム
フェノキシメチルベニシリン	ブラジクアンテル	ブレチラクロール	ホメサフェン	メチルイソチオシアネート
フェノクロルホス	ブラストサイジンS	ブレドニゾロン	ホラムスルフロン	メチルオイゲノール
フェノチオカルブ	フラゾリドン	ブロカイン	ポリオキシシ	1-メチルシクロプロペン
フェントリン	フラチオカルブ	ブクロノール	ポリカーバメート	メチルジメトン
フェノブカルブ	フラボフォスフォリボール	ブクロラズ	ポリナクチン	メチルダイムロン
フェノブロップ	フラミゾール	ブロゲステロン	ポリミキシシB	メチルブレドニゾロン
フェンテンル	フラムブロップエチル	ブロシミドン	ホルクロルフェニユロン	メチルベンゾクエート
フェリムゾン	フラムブロップメチル	ブロスルフロン	ホルベット	メチレンブルー
フェリムゾンE	フラメトピル	ブロスルホカルブ	ホルベット代謝物	メトキシクロール
フェリムゾンZ	フラメトピルヒドロキシ体	ブロチオホス	ホルモチオン	メトキシフェノジド
フェンアミドン	フララタド	ブロチオホスオキソン	ホレート	メトクスロン
フェンカプトン	プリフィニウム	ブロチゾラム	マイルックス	メトクロブラミド
フェンクロラゾールエチル	プリミスルフロンエチル	ブロディファコウム	マカルボマイシン	メトコナゾール
フェンクロルホス	プリミスルフロンメチル	ブトロエート	マデュラマイシン	メトスラム
フェンスルホチオン	フリラゾール	フロニカミド	マホブラジン	メトスルフロンメチル
フェンチアゾン	ブリリアントグリーン	フロニカミド代謝物	マラカイトグリーン	メトブレン
フェンチオン	フルアクリピリム	ブロボキサホップ	ロイコマラカイトグリーン	メトプロトリン
フェンチオンオキソン	フルアジナム	ブロボクロール	マラカイトグリーン及びロイコマラカイトグリーン	メトプロムロン
フェンチオンスルホキシド	フルアジホップ	ブロボジン	マラチオン	メトミノストロビン
フェンチオンスルホン	フルアジホップPブチル	ブロボニル	マラチオンオキソン	メトミノストロビンE
フェンチン	フルアズロン	ブロボホス	マルジソン	メトミノストロビンZ
フェンチンアセテート	フルオキサストロビン	ブロボマカルブ	マルボフロキサシン	メトラクロール

S-メトラクロール	農薬等以外	塩化ニッケル	酢酸メジノテルブ	硝酸ストリキニン
メトラフェノン	PCB	塩化パラフィン	酢酸メトキシエチル水銀	硝酸性窒素亜硝酸性窒素
メトリブジン	PCQ	塩化フェナルサジン	酢酸メキシメチル水銀	ジルコニウム
メトルカルブ	PMF	塩化ベンザルコニウム	サッカリンナトリウム	水銀
メトロニダゾール	PPPS	塩化メトキシエチル水銀	サフロール	水酸化銅
メパニピリウム	REE	塩基性硫酸銅	酸化エチレン付加体	スズ
メパニピリウムプロパノール体	T2-トキシシン	塩素	酸化カルシウム	スチルベン
メビコートクロリド	TBHQ	塩素酸塩	酸化第二水銀	スチレン
メビンホス	TCH	塩素酸カルシウム	酸化鉄	ストリキニン
メビンホスE	アイコサン	塩素酸ナトリウム	酸化トリブチルスズ	ステリグマトシステン
メビンホスZ	亜鉛	エンテロトキシシン	酸化メチレン	ストロンチウム
メフェナセット	アクリロニトリル	オクタコサン	次亜塩素酸ナトリウム	スペルミジン
メフェノキサム	亜硝酸	オクタデカン	ジアセトキシシベノール	スルファミン酸アンモニウム
メフェンビルジエチル	アセスルファムカリウム	オクタン	ジアリルジスルフィド	セシウム
メフルイジド	アセチレン	オクチリノン	ジアルキルリン酸	セリウム
メプロニル	アセトアルデヒド	オクチルフェノール	ジアレート	セレン
メベンダゾール	アゾキシベンゼン	オクラトキシシンA	ジエチレングリコール	ソルビン酸
メロキシカム	アゾベンゼン	オクラトキシシンB	四塩化炭素	ダイオキシシン類
メンブトン	アナバシン	記憶喪失性貝毒	1, 4-ジオキサン	ジクロロダイオキシシン
モキシデクテン	アニオン界面活性剤	下痢性貝毒	ジクロロエタン	トリクロロダイオキシシン
モサプリド	亜ヒ酸	オカダ酸	ジクロロアセトニトリル	コプラナーPCB
モネパンテル	亜ヒ酸カリウム	ジノフィシストキシシン1	2, 4-ジクロロアニリン	タリウム
モネンシン	亜ヒ酸ナトリウム	ジノフィシストキシシン2	ジクロロエタン	タングステン
モノクロトホス	亜ヒ酸鉛	麻痺性貝毒	ジクロロエチレン	タンタル
[モノ、ビス(塩化トリブチルアンモニウム、チオレチン)]-アルキルトルエン	総アフラトキシシン	過酸化カルシウム	1, 2-ジクロロエタン	チオウラシル
	アフラトキシシンB1	過酸化水素	1, 1-ジクロロエチレン	チタン
モリニュロン	アフラトキシシンB2	過酸化ベンゾイル	1, 2-ジクロロエチレン	チラミン
モリネート	アフラトキシシンG1	カダベリン	3, 3-ジアミノ-4, 4-ジクロロジフェニルメタン	デオキシニパレノール
2-ケトモリネート	アフラトキシシンG2	カデトリン	ジクロロ酢酸	デシルアルコール
モルファムコート	アフラトキシシンM1	カドミウム	ジクロロジニトロメタン	鉄
モルホチオン	アフラトキシシンM2	カリウム	ジクロロニトロアニリン	テトラエチルピロホスフェート
ヨウ化メチル	アミドチオエート	カルシウム	2, 6-ジクロロ-4-ニトロフェノール	テトラクロロエタン
ライドロマイシン	亜リン酸	カルシウムシアナミド	2, 4-ジクロロフェノール	テトラクロロエチレン
ラクトバミン	アルキル水銀	カルシウムポリスルフィド	ジクロロベンゼン	テトラクロロニトロエタン
ラクトフェン	アルギン酸	ギ酸エチル	o-ジクロロベンゼン	テトラクロロニトロベンゼン
ラサロシド	アルミニウム	ギ酸メチル	m-ジクロロベンゼン	2, 3, 4, 5-テトラクロロフェノール
ラフォキサニド	安息香酸	キシレン	p-ジクロロベンゼン	2, 3, 4, 6-テトラクロロフェノール
リファキシミン	アントラレン	金	ジクロロメタン	2, 3, 5, 6-テトラクロロフェノール
リトルア	アンチモン	銀	ジクロロモノブromoメタン	1, 2, 3, 4-テトラクロロベンゼン
リニュロン	アントラセン	クリセン	ジクロロン	1, 2, 3, 5-テトラクロロベンゼン
リバピリン	アンモニア	クレゾール	シトリニン	1, 2, 4, 5-テトラクロロベンゼン
リムスルフロン	アンモニア性窒素	クロム	ジニトロフェノール	テトラコサン
硫化カルボニル	イオウ	クロム(3価)	ジブチルスズ	テトラシアノエチレン
リン化水素	イソ酪酸	クロム(6価)	2, 6-ジフルオロ安息香酸	テトラチオカーボネート鉄
リンコマイシン	一酸化炭素	4-クロロアニリン	1, 2-ジブromo-2-シアノエタン	テトラデセニルアセテート
ルフェヌロン	イットリウム	クロロスルファミン酸	ジブromoモノクロロメタン	テトラヒドロチオフェン
レスメトリン	ウラン	クロロニトロプロパン	ジベンジルジスルフィド	テトラミン
レナシル	ウレタン	クロロホルム	ジベンゾ(a, e)ピレン	テトラヨードエチレン
レバミゾール	エチル水銀	ケイ素	ジベンゾ(a, h)アントラセン	テトロドトキシシン
レピメクテン	エチレンオキサイド	ケイフッ化ナトリウム	ジベンゾ(a, h)ピレン	デヒドロ酢酸
レプトホス	エチレンジアミン四酢酸	ゲルマニウム	ジベンゾ(a, i)ピレン	テルル
ロキササルソン	エリソルビン酸ナトリウム	ケレパン	ジベンゾチオフェン	銅
ロニダゾール	塩化エチル水銀	コバルト	ジメチルアルシン酸	ドコサン
ロベニジン	塩化ジフェニルスズ	コロネン	ジメチルアルシン酸ナトリウム	ドリアコンタン
ロメフロキサシン	塩化ジブチルスズ	サイクラミン酸	ジメチルエチルメルカプトエチルチオリン酸	トリベンチルスズ
ワルファリン	塩化水銀	酢酸トリフェニルスズ	3, 5-ジメチル-4'-ニトロジフェニルエーテル	ドリアコンタン
		塩化トリフェニルスズ	酢酸トリブチルスズ	ドリアジン
		塩化トリブチルスズ	酢酸ニッケル	トリクロロ安息香酸
		塩化トリプロピルスズ	酢酸フェニル水銀	トリクロロエタン

トリクロロエチレン	フェナントレン	ホウ素
2, 4, 5-トリクロロフェノール	フェニル水銀	ホサミンアンモニウム
1, 2, 3-トリクロロベンゼン	フェニルチオウレア	ポリ塩素化ナフタレン
1, 2, 4-トリクロロベンゼン	フェンフルラミン	ポリソルベート
1, 3, 5-トリクロロベンゼン	フェニリダゾン	ホルムアルデヒド
トリハロメタン	フザレノンX	マグネシウム
トリフェニルスズ	フタル酸ジイソノニル	マンガン
トリフェニレン	フタル酸ジイソブチル	メタノール
トリブチルスズ	フタル酸ジエチルヘキシル	メタンアルソン酸
トリブチルホスホロトリチオネート	フタル酸ジオクチル	メタンアルソン酸鉄
トリブromoフェノール	フタル酸ジシクロヘキシル	メタンアルソン酸鉄アンモニウム
トリメチルスルホニウム	フタル酸ジブチル	N-メチルカルバミル-2-クロロフェノール
トリヨード安息香酸	フタル酸ジプロピル	2-メチル-3-クロロ-1-プロペン
トルエン	フタル酸ジヘキシル	メチルコラントレン
ナタマイシン	フタル酸ジベンチル	1-メチルナフタレン
ナトリウム	フタル酸ブチルベンジル	2-メチルナフタレン
α -ナフチルチオウレア	ブチルヒドロキシトルエン	3-メチルフェニル-4-ニトロフェニルエーテル
ナフトキシ酢酸	p-secブチルフェノール	メチル水銀
ナフトール	p-tertブチルフェノール	メチレンビス(1-チオセミカルバジド)
ニコチンアミド	ブチルフタリルブチルグリコラート	メキシニトロフェノール
ニコチン酸	フッ化アンモニウム	メキシメチルナフタレン
二酢酸ナトリウム	フッ化ナトリウム	メドロキシプロゲステロン
二酸化イオウ	フッ素	メラミン
ニッケル	ブトレン	没食子酸プロピル
ニトロステレン	ブモニシン	モノフルオロ酢酸塩
N-ニトロソフェンフルラミン	ブリストン	モリブデン
5-ニトロナフタレン-1-カルボニトリル	フルオランテン	有機亜鉛
o-ニトロフェノール	フルオレン	有機スズ
p-ニトロフェノール	フルオロ酢酸	有機ニッケル
ニバレノール	フルオロ酢酸アミド	有機銅
二硫化炭素	プロピオン酸	有機ヒ素
ネオソラニオール	プロピレンオキサイド	ヨウ素
ノナデカン	プロピレングリコール	ラジウム
ノニルフェノール	ブロモクロロメタン	リゾチーム
白金	ブロモホルム	リチウム
パツリン	ヘキサクロロフェン	硫化水素
バナジウム	ヘキサクロロブタジエン	硫酸
パラオキシ安息香酸	ヘキサコサン	硫酸亜鉛
パラオキシ安息香酸エステル類	ヘキサデカン	硫酸エチル水銀
パラオキシ安息香酸エチル	ヘキサブromoベンゼン	硫酸オキシ
パラオキシ安息香酸プロピル	ヘキセストロール	硫酸ストリキニン
パラオキシ安息香酸イソプロピル	ヘプタデカン	硫酸タリウム
パラオキシ安息香酸ブチル	ベリレン	硫酸ニコチン
パラオキシ安息香酸イソブチル	ベンゼン	硫酸銅
パラジウム	ベンゾ(a)アントラセン	リン
パラフィン	ベンゾ(a)ピレン	リン化アルミニウム
パラホルムアルデヒド	ベンゾ(b)フルオランセン	リン化亜鉛
バリウム	ベンゾ(e)ピレン	リン化マグネシウム
ヒスタミン	ベンゾ(g, h, i)ピレン	リン酸
ビスフェノールA	ベンゾ(k)フルオランセン	リン酸-2-クロロエチル
ビスマス	ペンタクロロアニリン	リン酸エチル水銀
N-(2-ヒドロキシエチル)ヒドラジン	ペンタクロロニトロベンゼン	リン酸トリジクロロプロピル
ヒドロキシノニルフェニル硫酸銅	ペンタクロロフェノール銅	リン酸トリジブromoプロピル
ピレン	ペンタクロロベンゼン	リン酸トリブチルフェニル
ヒ酸カルシウム	ペンタデカン	リン酸トリアミル
ヒ酸鉛	p-イソペンチルフェノール	リン酸トリクレジル
フェオフォルバイド	p-tertペンチルフェノール	リン酸トリフェニル
フェナジン	放射性セシウム	リン酸トリブトキシエチル
フェナジノキシド	抱水クロール	ルテオスカイリン

入力例

別添2

入力チェック前

必ずすべてのセル に入力		同じ分析年度が続く場合には 先頭セルだけの入力可		同じ試料番号と食品名の組み合わせが続く 場合には先頭セルだけの入力可			分析法の妥当性が確認されている 場合に[1]を入力					分析値 (ppm) 検出した時	違反-1
自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸入	輸出国名	汚染物名	汚染物名(その 他の場合)	当性 未確認-空白 確認-1	ND-空白 検出-1	検出限界 (ppm)		
国立医薬品食品衛生研究所	2012	A	いちご		国産		E P N		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							X M C		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							アクリナトリン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							アセトクロール		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							アトラジン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							アニロホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							アラクロール		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							イソキサチオン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							イソプロカルブ		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							イソプロチオラン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							イプロベンホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							イミダクロプリド		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所	B		牛の筋肉		国産		エトリムホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							エンドリン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							キナルホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							キントゼン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クマホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルデン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルピリホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルピリホスメチル		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンビンホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロロベンジレート		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							サリチオン		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							シアノフェンホス		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所	C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルエトキシホス		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルタルジメチル		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルデン		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルピリホス		1	1	0.003	0.02	
国立医薬品食品衛生研究所							クロルピリホスメチル		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェナビル		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンソン		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンビンホス		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルブファム		1		0.01		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルプロファム		1		0.003		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルベンシド		1		0.003		

入力チェック後

赤枠内はすべてチェックプログラムによる自動入力

自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸入	輸出国名	汚染物名	汚染物名 (その 他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	ND-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		E P N		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		X M C		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アクリナトリン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アセトクロール		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アトラジン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アニロホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アラクロール		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イソキサチオン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イソプロカルブ		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イソプロチオラン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イブOPENホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イミダクロプリド		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		エトリムホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		エンドリン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		キナルホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		キントゼン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クマホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルデン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルピリホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルピリホスメチル		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルフェンビンホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロロベンジレート		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		サリチオン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		シアノフェンホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルエトキシホス		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルタルジメチル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルデン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルピリホス		1	1	0.003	0.02	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルピリホスメチル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェナビル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンソン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルブファム		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルプロファム		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2012 C		グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルベンシド		1		0.003	0.0015	

アラート例

別添 3

入力時のアラート

データ入力表0924(全リスト機能版)チェック0926 - Excel

ファイル タブ ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS ゴシック 10 文字拡大 文字縮小 フォントの色

元に戻す 元に戻す フォント 手書き 編集 基本

フィル コピー 貼り付け 切り取り 上書き 保存 電子メール

入力エラー

入力チェック

EPM:X→EPN:O

自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸入	輸出国名	汚染物名	汚染物名 (その 他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	NO-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1	入力チェック
国立医薬品食品衛生研究所	2012	A	いちご		国産		EPM				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							アクリナトリン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							アセトクロール				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							アトラジン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							アニコホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							アラクロール				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							インキサチオン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							インプロカルブ				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							インプロチオラン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							イプロベンホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							イミダクロプリド				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所		B	牛の筋肉		国産		エトリムホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							エンドリン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							キナルホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							キントゼン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クマホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルデン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルビリホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルビリホスメチル				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンビンホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロロベンジレート				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							サリチオン				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							シアノフェンホス				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所		C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルエトキシホス				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルタージメチル				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルデン				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルビリホス			1	0.003	0.02		
国立医薬品食品衛生研究所							クロルビリホスメチル				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェナビル				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンゾン				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルフェンビンホス				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルブファム				0.01			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルプロファム				0.003			
国立医薬品食品衛生研究所							クロルベンシド				0.003			

準備完了

データ入力表0924(全リスト機能版)チェック0926 - Excel

19:17 2013/09/25

アラート1

データ入力表0917 - Excel

ファイル タブ ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS ゴシック 10 A A 折り返して全体を表示する 標準 条件付き書式 テーブルとして書式設定

標準 どちらでもない 悪い 良い チェックセル メモ リンクセル 計算

挿入 削除 書式

オートSUM 挿入 削除 書式

ファイル 並べ替えとフィルター 検索と選択

サインイン

M2 分析値 (ppm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	U	V	W	X
	自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸 入	輸出国名	汚染物名	汚染物名 (その 他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空 白 確認-1	ND-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1				入力チェック
3	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		EPN		1		0.01	0.005					
4	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		XMC		1		0.01	0.005					
5	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アクリナトリン		1		0.01	0.005					
6	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アセトクロール		1		0.01	0.005					
7	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アトラジン		1		0.01	0.005					
8	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アニロホス		1		0.01	0.005					
9	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		アラクロール		1		0.01	0.005					
10	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		インキサチオン		1		0.01	0.005					
11	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		インプロカルブ		1		0.01	0.005					
12	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		インプロロチオラン		1								
13	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イプロベンホス		1								
14	国立医薬品食品衛生研究所	2012 A		いちご		国産		イミダクロプリド		1								
15	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		エトリムホス		1								
16	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		エンドリン		1		0.01	0.005					
17	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		キナルホス		1		0.01	0.005					
18	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		キントゼン		1		0.01	0.005					
19	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クマホス		1		0.01	0.005					
20	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルデン		1		0.01	0.005					
21	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルピリホス		1		0.01	0.005					
22	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルピリホスメチル		1		0.01	0.005					
23	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロルフェンビンホス		1		0.01	0.005					
24	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		クロロベンジレート		1		0.01	0.005					
25	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		ワリチオン		1		0.01	0.005					
26	国立医薬品食品衛生研究所	2012 B		牛の筋肉		国産		シアノフェンホス		1		0.01	0.005					
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		

入力シート 入力例 入力チェック後 Sheet1

準備完了

関連する誤入力:
M項に分析値を入力しても、K項に[1]が入力されていないと、
1/2検出限界値に自動で置き換えられてしまいます

アラート 2

入力すべき情報以外の情報が入力されている(この場合は、数字のみの入力に対し、単位も併せて入力されている)

その他の誤入力 (チェックプログラムでは確認できない誤り例)

データ入力表0917 - Excel

ファイル タブ ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示

MS ゴシック 10 A

標準 標準 どちらでもない 悪い 良い

チェックセル メモ リンクセル 計算

オートSUM フォルダ クリア

サインイン

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸 入	輸出国名	汚染物名	汚染物名 (その 他の場合)	分析法の妥 当性 未確認・空 白 確認-1	ND・空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1	入力チェック																		
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			E P N		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			X M C		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			アクリナトリン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			アセトクロール		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			アトラジン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			アニコホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			アラクロール		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			イソキサチオン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			インプロカルブ		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			インプロチオラン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			イプロベンホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 A	いちご		国産			イミダクロプリド		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		エトリムホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		エンドリン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		キナルホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		キントゼン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		クマホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		クロルデン		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		クロルピリホス		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	牛の筋肉		国産	アメリカ		クロルピリホスメチル		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	玄米		輸入	タイ		P b		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	玄米		輸入	タイ		M o		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	玄米		輸入	タイ		S e		1		0.01	0.005																				
国立医薬品食品衛生研究所	2012 B	玄米		輸入	タイ		カドミウム		1	1	0.01	1																				

異なる食品(検体)間で試料番号が重複している

「国産」「アメリカ」とF項とG項の両方に入力があり、正誤が判断できない

[1]を入力すべきところ、入力されていない。

入力シート 入力例 入力チェック後 Sheet1

準備完了

受信トレイ - ta... データ入力表09... データ入力表09... チェックログ... JMSチェック...

あ運 R 股 16:15 2013/09/18