

JMS データ入力支援プログラム操作マニュアル

令和 7 年版

はじめに

JMS データ入力支援プログラム(以下、JMS プログラム)は、食品に含まれる有害化学物質等の検査結果をより正確にかつ効率的に調査するために、検査データ入力支援を目的として作成されました。

本操作マニュアルでは、JMS プログラムを用いたデータ入力の方法、及び JMS プログラムの使用上の注意について述べます。

1. JMS プログラムの概要

JMS プログラムは、Microsoft 社製表計算ソフトウェア Excel 中に、VBA によるマクロプログラミングを行い作成されています。Excel 2003、2007、2010、2013、2016、2019、365 の動作を確認しております。

検査データ入力数の増加に伴い、動作が遅くなることもございますので、Windows10 以降の OS を搭載した PC のご使用をお勧めします。

2. 入力項目

入力項目は、JMS の事業目的を達成できるよう、世界保健機関(WHO)への提出が求められる検査関連情報も踏まえて選定されています。具体的には、以下の通りです。(項目の頭に付したアルファベットは、Excel 上の「列」を表します)

A 自治体名、B 分析年度(西暦)、C 試料番号、D 食品名、E 食品名(その他の場合)、F 国産・輸入、G 輸出国名、H 有害物質名、I 有害物質名(その他の場合)、J 分析法の妥当性確認状況(未確認-空白、確認-1)、K 検出の有無(未検出：ND-空白、検出-1)、L 検出限界(ppm)、M 分析値(ppm)検出した時、N 違反(違反でない場合-空白、違反-1)

以下、A 項、B 項といったように分けて、入力方法を説明します。

3. 入力方法

3.1 入力方法の基本

JMS プログラムへの入力、つまり該当するセルにコピーしペーストするのではなく入力することを基本としています。別途作成した Excel ファイル等からデータをコピーしペーストすることも可能ですが、その際には、「6. 注意点」を踏まえて実施してください。

数字(有害物質の名称に含まれる数字を除く)の入力は、「半角」で行ってください。

連続するセル(列方向)に同一の情報を入力する際には、先頭となるセルに情報を入力後(入力すべき情報をプルダウンメニューから選択後)、以降連続する範囲にわたり、Excel の機能を使用して(アクティブセル*の右隅にあるマーカーをドラッグすることによって)入力していただいても問題ありません。*選択したセルで示されるセル

また、C 項(試料番号)と D 項(食品名)の組み合わせが一致する情報を、連続するセル(列方向)に入力する際には、先頭となる C 項と D 項のセルにのみ情報をご入力いただいても問題ありません。以降、連続する範囲には、JMS プログラムを実行することにより同じ組み合わせの情報が自動入力されます。この自動入力は、異なる試料番号を入力していただくまでの範囲で実行されます。詳しくは別添 2「入力例」をご覧ください。

また、下記の項目にはプルダウンメニューを用意してあります。プルダウンメニューを使用した入力を基本としてください。プルダウンメニューを使用することで誤入力を回避することができます。

- ・プルダウンメニューが用意されている項目

D 項(食品名)、F 項(国産・輸入)、H 項(有害物質名)、J 項(分析法の妥当性確認状況)、K 項(検出の有無)、N 項(違反)

D 項(食品名)と H 項(有害物質名)のプルダウンメニューには、本マニュアルの別添 1「食品名・有害物質名一覧」に示した情報(食品名あるいは有害物質名)が用意されています。なお、本一覧は、JMS プログラムが使用する全ての文字情報を表にしたものですので、一部食品名・有害物質名に重複や表記の違いがあります。複数の表記が一覧に含まれている場合には、いずれの表記でご入力いただいても問題ありません。

3-2 各項目への入力内容

ご入力いただく情報について、項目ごとに説明させていただきます。

- ・A 項：自治体名

ご報告いただく貴自治体・機関等様の名称を入力してください。同自治体また機関等内において、試験室が複数に分かれている場合、〇〇県試験室 1、〇〇県試験室 2 といったように、詳細を区別してご入力いただくことも可能ですが、必ず自治体名が識別できるようにしてください。また、区別する試験室の名称は予め決めておき、貴自治体・機関等により報告される全検査データを通じて一貫性を保つように入力してください。

- ・B 項：分析年度

分析の実施年度を西暦(XXXX)で入力してください。

- ・C 項：試料番号

試料番号として任意の情報(例えばアルファベットや数字)を入力してください。異なる試料には必ず異なる試料番号をつけ、絶対に重複のないようにしてください。

- ・D 項：食品名

有害物質等の濃度に基準値等が設定されている食品の名称はプルダウンメニューから選択し入力することができます。食品名を直接入力することも可能ですが、誤記等がある場合には、入力時に D 列 1 行目にアラートが表示されます。アラートが表示された場合には、必ず入力内容をご確認の上、適切に修正してください。修正してもなおアラートが消えない場合は、別添 1「食品名・有害物質名一覧」に含まれない食品名ですので、プルダウンメニューから「その他の〇〇」もしくは「その他」を選択して入力してください。

・E 項：食品名(その他の場合)

D 項に「その他の〇〇」とご入力いただいた場合、個別の食品名を直接入力してください。(入力がない場合には、入力内容チェック後にエラーが表示されます。)

・F 項：国産・輸入

プルダウンメニューに用意されている「国産」もしくは「輸入」のいずれかを選択して入力してください。

・G 項：輸出国名

F 項において、「輸入」を選択された場合、該当する輸出国名を直接入力してください。輸出国が不明な場合には何も入力せず、空白としてください。

・H 項：有害物質名

有害物質等の名称はプルダウンメニューから選択し入力することができます。その他の有害物質名を直接入力することも可能ですが、誤記等がある場合には、入力時に H 列 1 行目にアラートが表示されます。アラートが表示された場合には、入力内容をご確認の上、適切に修正してください。それでもなおアラートが消えない場合は、別添 1「食品名・有害物質名一覧」に含まれない有害物質名ですので、プルダウンメニューから「その他」を選択して入力してください。

農薬等の残留物として、複数の代謝物あるいは異性体等の和(合算値)が基準値として設定されている場合は、それらの代謝物あるいは異性体の個々の名称を入力しないでください。

放射性セシウム、食品添加物の検査結果は、本調査の対象としておりませんので入力しないようお願いいたします(入力されますと、アラートが表示されます)。また、定量分析に当たらない、すなわち濃度の得られない抗生物質や麻痺性貝毒等の検査結果についても、本調査の対象としておりません。

・I 項：有害物質名(その他の場合)

H 項に「その他」とご入力いただいた場合、ご報告いただく有害物質名を直接入力してください。(入力されない場合、入力内容チェック後にエラーアラートが表示されます。)

・J 項：分析法の妥当性確認状況

妥当性確認された分析法を使用された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

・K 項：検出の有無

L 項に入力された検出限界の値を超えて分析値が得られた場合には、プルダウンメニュー

から検出を意味する「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

・L 項：検出限界

ppm を単位として、検出限界の値を入力してください(数値のみ入力してください)。

基準値の設定内容に従い、複数の有害物質の濃度の和(合算値)を求め、その値に基づき違反か否かを判断する場合(「アルドリン及びディルドリン」、「オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン」等の場合)の検出限界は、以下の通り入力してください。

①個々の有害物質がそれぞれ定量される場合は、個々の有害物質の検出限界うち、最も低い値を入力してください。

②個々の有害物質を 1 つの有害物質に変換した後に定量する場合(全てスルホン体に変換した後に定量する場合など)には、変換後の有害物質の検出限界を入力してください。

・M 項：分析値

L 項に入力された値を超えて分析値が得られた場合(K 項で「1」を入力した場合)には、ppm を単位として分析値の値を入力してください(数値のみ入力してください)。

・N 項：違反

分析値(または合算値)を基準値等と比較した結果、違反と判定された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には何も入力せず、空白としてください。

4. 入力内容のチェックと修正

必要なすべての項目の入力が完了したのち、「入力チェック」ボタンを押してください。JMS プログラムによって、入力内容の正誤が確認されます。また、検査データの総件数が 1 万件(Excel の 1 万行)を超える場合には、1 万行ごとに複数のチェックプログラム(複数のファイル)で作業していただいた方が、PC や JMS プログラムへの負荷が小さくて済みます。(作業環境によりますので、該当する場合には必ず複数のファイルで作業しなければならないということではありません。)

なお、JMS プログラムをダウンロードする際にマクロの機能が無効化され、「入力チェック」が動作しないという現象がまれに報告されています。同様の現象が確認された場合には「7. 問い合わせ」までご連絡をお願いいたします。

・入力内容に誤りが無い場合

分析値(あるいは合算値)が検出限界未満の値であったため空白としていただいた M 項に、L 項に入力していただいた検出限界の 1/2 の値が自動で入力され、チェックは完了します。

・入力内容に誤りがある場合

入力に誤りがある場合には、以下のアラートがあります。

アラート 1.「注意ウインドウ」が開く、あるいは入力に誤りがあるセルとそのセルを含む項目に色がつきます。

アラート 2. 入力誤りのうち、そのセルに入力する情報の型に合わない場合(例えば、数値のみ入力すべきセルに単位も併せて入力されているような場合)、「実行エラーウインドウ」が開きます。

これらのアラートをもとに、色がついたセルだけでなくその検査に係る他の項目も併せて注意深く確認し、適切に修正された後、再度入力チェックボタンを押し、チェックを実行してください。

JMS プログラムによるアラートがなくなるまで、誤入力の修正とチェックを繰り返してください。

なお、JMS プログラムによりチェックできない誤りがあります(正誤判定のできない誤り)。そのような誤りがある場合、自動入力されるべきセルが空白のままといった状態になる場合があります。

JMS プログラムによるアラートが発生しなくても、入力チェック完了後に、もう一度データ全体を点検していただけますようお願いいたします。

詳しくは 6 注意点、及び別添 3「アラート例」をご覧ください。

5. 入力及びチェック後の報告用ファイルの作成とご提出

入力及びチェックが終わったら、JMS プログラム中の入力シートの A-N 列をコピーし、新規のエクセルファイルのシート(Sheet1)に値としてペースト*することで報告用ファイルを作成し、ご提出ください(ファイルの提出先となる、国立医薬品食品衛生研究所のメールサーバーへの負荷軽減のため、入力済みの JMS プログラムをそのまま提出しないようお願いいたします。)

*Excel の貼り付けの形式から「値」を選択してペーストすること。

報告用ファイルには、「(検査実施年度)(自治体名)(連番：報告する全ファイル数-枝番号：報告用ファイルが複数になる場合のみ付与すること).xls」に従って名前を付けてください。
例：「R6 北海道 5-1.xls」(5-1 は報告用ファイル計 5 個の内、1 番目のファイルであることを示す)

報告用ファイルの提出先

以下のアカウント宛にメール添付にてご提出ください。

(問い合わせ先と同一のアカウントです)

monitoring@nihs.go.jp

メールが問題なく送受信された場合は、受領のお知らせメールをできるだけ速やかに返信させていただきます。メール送信後、約 1 週間を経過してもお知らせメールが届かない場合には、送受信に何らかの問題が発生した可能性があります。お手数ではございますが「7. お問い合わせ」までご連絡をお願いいたします。

6. 注意点

JMS プログラムを使用するための全般的な、また入力項目別の注意点を挙げさせていただきます。

6-1 全般的な注意点

- ・ 不要なセル、行、列は絶対に入力しないでください。これらの不適切な入力、JMS プログラムにより確認することができず、データをご報告いただいても、集計・解析、またデータベースに蓄積することができません。
- ・ 空白とすべきセルには、スペースを含む一切の情報を入力しないでください。特にスペースは無意識に誤入力してしまうことがありますので、ご注意ください。
- ・ 入力が指示されているセルには必ず入力してください。JMS プログラムによる自動入力がされる場合は限られており、規則性のない空白セルは補完されません。
- ・ 情報は、誤りの無いよう注意深く入力してください。また用意されているプルダウンメニューを使用することを基本としてください。プルダウンメニューを使用することで、誤入力を回避することができます。
- ・ 別途作成された Excel ファイル等からコピーし、ペーストすることで入力する場合には、Excel の貼り付け機能を使用し、必ず文字情報だけがペーストされるように操作してください。特に、異なる目的で作成された Excel ファイルには、その目的に応じた数式やリンクが含まれている場合があります。これらの情報が JMS プログラムに持ち込まれないよう、十分に注意してください。

6-2 入力項目別の注意点

特に入力に注意が必要な項目について下記させていただきます。(一部の注意点は 3-2 各項目への入力内容と重複しています)

・ A 項：自治体名

貴自治体・機関等様の名称は、データのあるすべての行に必ず入力してください。最初の行のみ入力されたデータをご提供いただく事がこれまでにありましたが、自治体等名称の入力がない行には JMS プログラムの機能が動作しません。また、分析等の委託先機関名のみを名称とはせず、必ず自治体名を含む名称を入力してください。

・ C 項：試料番号

試料番号を任意の情報(文字、数字及びその組み合わせ)とすることに問題はありません。しかし、試料間で重複しないようにご注意ください(例えば、異なる 2 つの試料の

検査データに、同じ[B]といった試料番号を入力しないでください)。特に、同一自治体内の複数の試験室で検査が実施されるような場合に、異なる試料に同一の試料番号が重複してつけられることが多くありますのでご注意ください。

・D項：食品名

基準値等が設定されている食品の名称入力の際には、プルダウンメニューの利用を基本としてください。これにより誤入力を回避することができます。

直接入力された食品名に誤記がある場合、及び食品名が別添1「食品名・有害物質名一覧」に含まれていない場合には、入力時にD列1行目にアラートが表示されます。誤記があれば適切に修正してください。正しい食品名が入力されていても、その食品名が別添1「食品名・有害物質名一覧」に含まれていなければ、アラートが表示され続けます。そのような場合にのみ、D項には、報告する食品が分類される「その他の○○」もしくは「その他」をプルダウンメニューから選択して入力してください。

これまでに提供いただいたデータ中で入力の誤りの多かった食品名称の例を以下に示します。

正	誤
だいこんの根	大根、だいこん
かぶの根	かぶ
ねぎ	白ねぎ、青ねぎ、小ねぎ
かんしょ	さつまいも
ばれいしょ	じゃがいも
にんにくの茎	にんにくの芽
未成熟えんどう	さやえんどう、スナックえんどう
未成熟いんげん	さやいんげん
アボカド	アボガド
キウイー	キウイ、キウイフルーツ
ビート	ビーツ

名称が「食品名・有害物質名一覧」にある食品を、その他の○○○として入力しないでください。入力時には、プルダウンメニューあるいは「食品名・有害物質名一覧」をご確認ください。魚介類のうち魚については、「目」の選択を誤ったデータが提供される場合があります。「目」が適切であることも十分確認の上、ご入力ください。

試料番号と食品名の組み合わせが一致する情報を、連続するセル(列方向)に入力する際には、先頭となるセルにのみご入力いただいても問題ありません。以降、連続する範囲には、JMS プログラムにより同じ組み合わせの情報が自動入力されます。この自動

入力は、異なる試料番号を入力していただくまでの範囲で実行されます。

・ **E 項**：食品名(その他の場合)

D 項に「その他の〇〇」もしくは「その他」と入力した場合には、E 項には、食品名を必ず直接入力してください。(入力されない場合、入力内容チェック後にエラーが表示されます。)

・ **F 項**：国産・輸入

必ず、「国産」あるいは「輸入」のいずれかを入力してください。同一の入力が続く場合には、空白としていただいても問題ありません。JMS プログラムによるチェック時に自動入力されます。

・ **G 項**：輸出国名

輸出国が不明な場合には、空白としてください。これまでご提供いただいたデータには、F 項に国産と入力されているにもかかわらず、G 項に輸出国名が記載されている場合があります。

・ **H 項**：有害物質名

基準値等が設定されている有害物質等の名称を入力する際には、プルダウンメニューの利用を基本としてください。これにより誤入力を回避することができます。有害物質等の名称は、名称に含まれる数字を含め全角で入力してください。

これまでに提供いただいたデータ中で入力の誤りの多かった有害物質等の名称の例を以下に示します。

正	誤
クロロベンジレート	クロルベンジレート
ピリミカーブ	ピリミカルブ
オキシリニック酸	オキシリン酸
メトキシクロール	メトキシクロル
スエップ	Swep
水銀	総水銀
ヘプタクロル	ヘプタクロール

複数の異性体あるいは代謝物の和(合算値)が基準値とされているのに対し、個々の異性体等、あるいは個々の異性体等と基準値設定されている複数の異性体等の両方の名称が報告される場合があります。基準値が合算値である場合には、合算値を求める個々の異性体等の名称を入力せず、必ず基準値に設定されている複数有害物質の名称の全て(例えば「アルドリン及びディルドリン」、「オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン」等)を、プルダウンメニューの利用を基本と

して入力してください。

・ **I 項**：有害物質名(その他の場合)

H 項に直接入力された有害物質名に誤記がある場合、及び有害物質名が別添 1「食品名・有害物質名一覧」に含まれていない場合には、入力時に **H 列** 1 行目にアラートが表示されます。誤記があれば適切に修正してください。正しい有害物質名が入力されていても、その有害物質名が別添 1「食品名・有害物質名一覧」に含まれていなければ、アラートが表示され続けます。そのような場合にのみ、**H 項**には、「その他」をプルダウンメニューから選択して入力してください。その上で、**I 項**には報告する有害物質名を直接入力してください。(**I 項**に有害物質名が入力されない場合、入力内容チェック後にエラーが表示されます。)

・ **J 項**：分析法の妥当性確認状況

分析法の妥当性確認がされている場合には「1」を入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

・ **K 項**：検出の有無

検出限界の値を超えて分析値が得られた場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

・ **L 項**：検出限界

単位が ppm であることをご確認の上、数値のみを入力してください。

検出限界は、検出可能な最小濃度です。分析法の性能に照らして適正な十分に小さな値を入力してください。

・ **M 項**：分析値

検出された場合(**K 項**が 1 の場合)にのみ、単位が ppm であることをご確認の上、数値のみを入力してください。なお、入力チェック時に、**K 項**が空白(**ND**)の場合には、**M 項**の空白セルには検出限界の 1/2 の値が自動入力されます。しかし、**K 項**が 1 であるにもかかわらず入力がない場合、あるいは検出限界の値よりも小さい値が入力されている場合には、**JMS** プログラムによるアラートがあります。ご確認の上、適切に修正してください。

基準値が合算値である場合には、必ず合算値を入力してください。合算値が基準値として設定されているにもかかわらず、個々の異性体等の分析値しか得られていない場合、厳密には、検査として違反か否かを判断することができません。

分析値(あるいは合算値)以外の数値を誤って入力しないようご注意ください(**M 項**に誤って基準値の値が入力されたとしても、マクロには識別できませんので、誤った集計につながる恐れがあります)。

・ **N 項**：違反

違反と判定された場合には、プルダウンメニューから「1」を選択して入力してください。それ以外の場合には、空白としてください。

JMS プログラムはあくまで入力を支援するためのプログラムであり、入力によるすべての誤りを発見・修正・補完できるものではありません。このことをご理解の上、また上記注意点を踏まえて、誤りの無いよう入力していただけますようお願いいたします。

7. 問い合わせ

JMS プログラムの使用にあたっての技術的なご質問やお問い合わせは、基本的に以下のメールアドレスまでお願いします。

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部第一室

担当：渡邊敬浩

E-mail : monitoring@nihs.go.jp

食品名・有害物質名一覧

別添 1

食品名	大手亡豆	かんしょ	ホースラディッシュ	オータムポエム
玄米	手亡豆	かんしょ(冷凍)	かぶの葉(冷凍)	かいわれだいこん
小麦	金時豆	ながいも	西洋わさび	かきな
大麦	ささげ	まるいも	西洋わさび(冷凍)	空心菜
ライ麦	白いんげん	やまといも	クレソン	くきたちな
スイートコーン	黒いんげん	やまいも	クレソン(冷凍)	茎ブロッコリー
スイートコーン(冷凍)	赤いんげん	やまのいも	はくさい	こうさいたい
ジャイアントコーン	竹小豆	ヤムイモ	はくさい(冷凍)	コールラビ
テオシント	バター豆	つくねいも	キャベツ	さいしん
とうもろこし	ふじ豆	じねんじょ	グリーンボール	さめきな
ポップコーン	べにばないんげん	やまいも(冷凍)	チリメンキャベツ	山東菜
未成熟とうもろこし	ベビーライマ豆	こんにゃくいも	サボイキャベツ	しろな
そば	ライマ豆	こんにゃくいも(冷凍)	レッドキャベツ	スティックセニョール
その他の穀類	緑豆	その他のいも類	キャベツ(冷凍)	せいさい
ジュズダマ	レンズ豆	アメリカホドイモ	芽キャベツ	仙台芭蕉菜
アマランサス	えんどう	アピオス	芽キャベツ(冷凍)	仙台雪菜
アメリカマコモ	そら豆	きくいも	ケール	その他のあぶらな科野菜
あわ	らっかせい	ヤーコン	葉キャベツ	タアサイ
オート麦	その他の豆類	キャッサバ	コラード	たいさい
エン麦	カリオカビーンズ	クズウコン	ケール(冷凍)	たかな
カラス麦	補骨脂	キャッサバ(冷凍)	コラード(冷凍)	ちぢみな
カニューア	たちなた豆	その他のいも類(冷凍)	こまつな	とうな
きび	なた豆	てんさい	こまつな(冷凍)	長崎はくさい
砂糖もろこし	ルピン豆	てんさい(冷凍)	みずな	なずな
ソルガム	キマメ	さとうきび	みぶな	菜の花
こうりゃん	アラハル豆	さとうきび(冷凍)	きょうな	のざわな
はとむぎ	ひよこ豆	だいこんの根	きょうな(冷凍)	はくさいな
ヨクイニン	トラッパピーズ	ラディッシュの根	チンゲンサイ	花チンゲンサイ
ひえ	ばれいしょ	はつかだいこんの根	チンゲンサイ(冷凍)	はなっこりー
モロコシ	ばれいしょ(冷凍)	だいこんの根(冷凍)	カリフラワー	花菜
キノア	さといも類	だいこんの葉	カリフラワー(冷凍)	非結球メキャベツ
ワイルドライス	さといも	ラディッシュの葉	ブロッコリー	広島菜
乾燥大豆	京芋	はつかだいこんの葉	ブロッコリー(冷凍)	プチベール
黒大豆	えびいも	だいこんの葉(冷凍)	朝熊小菜	マカ
茶大豆	はすいも	かぶの根	あざみな	マスタードスプラウト
緑大豆	クワズイモ	ルタバガの根	あじみな	大和まな
大豆	タロイモ	ルタバガの葉	アスパラ菜	ルッコラ
小豆類	みずいも	かぶの根(冷凍)	あぶらなの葉	わさびの根茎
小豆	さといも類(冷凍)	ルタバガの根(冷凍)	エイ菜	さいしん(冷凍)
いんげん	さといも(冷凍)	かぶの葉	おおさきな	ルッコラ(冷凍)

菜の花(冷凍)	その他のきく科野菜(冷凍)	オランダボウフウ	とうがらしの葉	ズッキーニの花
その他のあぶらな科野菜(冷凍)	たまねぎ	パースニップ(冷凍)	なんばん	とうがん
ごぼう	ペコロス	パセリの茎・葉	ハバネロ	はやとうり
ごぼう(冷凍)	たまねぎ(冷凍)	パセリの茎・葉(冷凍)	パプリカ(香辛料として用いられるもの)	ひょうたん
サルシフィー	ねぎ	パセリの種子	ハラペーニョ	へちま
サルシフィー(冷凍)	リーキ	セロリの茎・葉	食用ほおずき	未成熟すいか
アーティチョーク	リーキ(冷凍)	セロリの茎・葉(冷凍)	青とうがらし(冷凍)	ゆうがお
アーティチョーク(冷凍)	ねぎ(冷凍)	みつば	とうがらし(冷凍)	ゴーヤ(冷凍)
チコリ	にんにく	みつば(冷凍)	ししとう(冷凍)	その他のうり科野菜(冷凍)
チコリ(冷凍)	にんにく(冷凍)	その他のせり科野菜	その他のなす科野菜(冷凍)	ほうれんそう
エンダイブ	にら	あしたば	ガーキン	ほうれんそう(冷凍)
エンダイブ(冷凍)	にら(冷凍)	オオバコエンドロ	きゅうり	たけのこ
しゅんぎく	アスパラガス	せり	きゅうり(冷凍)	たけのこ(冷凍)
しゅんぎく(冷凍)	グリーンアスパラガス	セルリアック	ウインタースカッシュ	オクラ
かきちしゃ	ホワイトアスパラガス	にんじんの葉	かぼちゃ	オクラ(冷凍)
グリーンリーフ	グリーンアスパラガス(冷凍)	ぼうふう	サマースカッシュ	しょうが
サンチュ	ホワイトアスパラガス(冷凍)	その他のせり科野菜(冷凍)	スカッシュ	葉しょうが
サニーレタス	わけぎ	オオバコエンドロ(冷凍)	ズッキーニ	しょうが(冷凍)
サラダ菜	わけぎ(冷凍)	セルリアック(冷凍)	そうめんかぼちゃ	未成熟えんどう
ちしゃ	その他のゆり科野菜	せり(冷凍)	金糸瓜	グリーンピース
リーフレタス	アロエ	トマト	かぼちゃ(冷凍)	さやえんどう
レタス	うるい	ミニトマト	あおうり	きぬさや
ロメインレタス	ぎょうじゃにんにく	トマト(冷凍)	しろうり	未成熟えんどう(冷凍)
かきちしゃ(冷凍)	ニラの花	ミニトマト(冷凍)	しろうり(冷凍)	グリーンピース(冷凍)
サラダ菜(冷凍)	にんにくの茎	ジャンボピーマン	すいか	未成熟いんげん
ちしゃ(冷凍)	のびる	ピーマン	すいかの種	モロッコインゲン
レタス(冷凍)	葉たまねぎ	パプリカ	すいか(冷凍)	未成熟いんげん(冷凍)
その他のきく科野菜	葉にんにく	パプリカ(冷凍)	すいかの種(冷凍)	えだまめ
やまごぼう	ホンカンゾウ	カラーピーマン	カンタロープ	えだまめ(冷凍)
ごぼうの葉	ヤブカンゾウ	ピーマン(冷凍)	ハミウリ	マッシュルーム
葉ごぼう	ゆり根	なす	マスクメロン	マッシュルーム(冷凍)
サルシフィーの葉	らっきょう	なす(冷凍)	メロン	しいたけ
チコリの根	食用ゆり	その他のなす科野菜	ハネジューメロン	しいたけ(冷凍)
トレビス	にんにくの茎(冷凍)	青とうがらし	メロン類果実	その他のきのこ類
きくの葉	その他のゆり科野菜(冷凍)	甘長とうがらし	メロン類果実(冷凍)	アガリクス
食用菊	葉たまねぎ(冷凍)	かぐらなんばん	まくわうり	あわびたけ
金時草	にんじん	きだちとうがらし	まくわうり(冷凍)	あんずたけ
ふき	ミニキャロット	クコ	その他のうり科野菜	えのきだけ
ふきのとう	にんじん(冷凍)	ししとう	ゴーヤ	エリンギ
よめな	パースニップ	とうがらし	すいかの皮	きくらげ

サルノコシカケ	高麗人参	れんこん	きんかん	りんご
しめじ	こごみ	レンズ豆(若さや付き)	クレメンタイン	りんご(冷凍)
冬虫夏草	コンフリー	わらび	小夏	中国なし
トリュフ	桜の花	くわい(冷凍)	サガマンダリン	日本なし
なめこ	桜葉(さくらば)	その他の野菜(冷凍)	ザボン	日本なし(冷凍)
はなびらたけ	さといも(葉柄)	モロヘイヤ(冷凍)	サマーフレッシュ	西洋なし
ひらたけ	さといもの葉	れんこん(冷凍)	サンフルーツ	西洋なし(冷凍)
ぶなしめじ	サフランのおしべ	えごま(冷凍)	さんぼうかん(三宝柑)	マルメロ
ぶなはりたけ	サボテンの果肉	豆苗(冷凍)	シークァーサー	マルメロ(冷凍)
まいたけ	シャクヤク	もやし(冷凍)	シトロソ	びわ
まつたけ	じゅんさい	たらの芽(冷凍)	スィーティー	びわ(冷凍)
まんねんたけ	ずいき	未成熟ささげ(冷凍)	すだち	もも
めしまこぶ	ぜんまい	ビート(冷凍)	セミノール	もも(冷凍)
やまどりたけ	たらの芽	つるむらさき(冷凍)	ダイダイ	ネクタリン
やまぶしたけ	チョロギ	みかん	たんかん	ネクタリン(冷凍)
霊芝	つるむらさき	みかん(冷凍)	タンジェリン	アプリコット
まつたけ(冷凍)	甜茶	あまなつ	でこぼん	あんず
その他のきのこ類(冷凍)	豆苗	なつみかん	はっさく	あんず(冷凍)
エリンギ(冷凍)	杜仲の葉	なつみかん(冷凍)	はるみみかん	すもも
しめじ(冷凍)	ビート	なつみかんの外果皮	ぶんたん	プラム
その他の野菜	フェネグリークの葉	なつみかんの果実全体	平兵衛酢(へべす)	プルーン
あけび(若芽)	フェネグリークの種子	レモン	ぽんかん	すもも(冷凍)
あまちゃ(コウキ)	ふだんそう	レモンの果皮	ぼんたん	うめ
アマメシバ	ブドウの葉	レモン(冷凍)	マーコット	うめ(冷凍)
うこぎ	フユアオイの葉	オレンジ	マンダリン	おうとう
うど	朴の葉	オレンジの果皮	メローゴールド	チェリー
梅の花	マコモの葉・茎(まこもたけ)	ネーブルオレンジ	ミネオラ	おうとう(冷凍)
ウラジロガシの葉	松の葉	オレンジ(冷凍)	ゆず	いちご
エケベリア	マッペ	グレープフルーツ	ゆずの果皮	野莓
えごま	みかんの葉	グレープフルーツ(冷凍)	伊予柑	いちご(冷凍)
エンジュの葉	未成熟ささげ	ライム	河内晩柑	ラズベリー
おうぎ	未成熟そら豆	ライム(冷凍)	清見	ラズベリー(冷凍)
おかひじき	未成熟そら豆(冷凍)	その他のかんきつ類果実	天草	ブラックベリー
オタネニンジン	未成熟ふじ豆	いよかん	日向夏	ブラックベリー(冷凍)
オリーブの葉	未成熟なた豆	オロブロンコ	不知火	ブルーベリー
ギムネマ	むかご(やまのいものむかご)	カクテルフルーツ	たんかん(冷凍)	ブルーベリー(冷凍)
くさそてつ	もやし	かぼす	ぽんかん(冷凍)	クランベリー
クズ	モロヘイヤ	カラマンシー	きんかん(冷凍)	クランベリー(冷凍)
クズイモ	ヤングコーン	カラマンダリン	その他のかんきつ類果実(冷凍)	ハックルベリー
くわい	ルイボス	カラ	クラブアップル	ハックルベリー(冷凍)

その他のベリー類果実	パッションフルーツ(冷凍)	ごまの種子	マカダミアナッツ(冷凍)	メース
赤フサスグリ	なつめやし	ごまの種子(冷凍)	その他のナッツ類(冷凍)	バジルの種子
白フサスグリ	なつめやし(冷凍)	べにばなの種子	茶	メボウキの種子
グーズベリー	その他の果実	べにばなの種子(冷凍)	緑茶	バニラ豆
黒フサスグリ	あけび	綿実	紅茶	ヤングペッパー
黒スグリ	アセロラ	綿実(冷凍)	コーヒー豆	カラシナ(マスタード)の種子
カシス	アテモヤ	なたね	コーヒー豆(冷凍)	スペアミント
クワ属の実	アブラヤシ(パーム油の原料)	なたね(冷凍)	カカオ豆	スペアミント(冷凍)
コケモモの実	アブラヤシの外果皮	その他のオイルシード	カカオ豆(冷凍)	ペパーミント
すぐり	アブラヤシの果実	エゴマ(種子)	ホップ	ペパーミント(冷凍)
ハスカップ	いちじく	あまに(亜麻仁)	サンショウの果実	その他のハーブ
フサスグリ	オリーブ	かぼちゃの種子	みかんの果皮(テンピ)	その他のハーブ(冷凍)
ブラックカラント	かりん	ヒマシ	その他のスパイス	あさつき
やまもも	ココナッツ	あまに(亜麻仁)(冷凍)	アニスの種子	アニスの茎
レッドカラント	ココヤシ	その他のオイルシード(冷凍)	ウイキョウ(フェンネル)の種子	アニスの葉
その他のベリー類果実(冷凍)	スターフルーツ	かぼちゃの種子(冷凍)	ターメリック	ウイキョウ(フェンネル)の茎・葉
レッドカラント(冷凍)	ざくろ	ぎんなん	ウコン	ウイキョウ(フェンネル)の茎・葉(冷凍)
ブラックカラント(冷凍)	さるなし	ぎんなん(冷凍)	オールスパイス	エシャロット
ぶどう	チェリモヤ	くり	カルダモンの果実	エシャロット(冷凍)
ぶどうの種	中国ナツメ(タイソウ)	くり(冷凍)	カルダモンの種子	オレガノ
山ぶどう	ドラゴンフルーツ	ペカン	カンゾウ	カモミール
ワイン用ぶどう	ドリアン	ペカン(冷凍)	リコリス	カミツレ
ぶどう(冷凍)	なつめ(棗)	アーモンド	キャラウェイ(ヒメウイキョウ)の種子	カラシナ(マスタード)の茎・葉
かき	ハスの果実	アーモンド(冷凍)	クチナシの果実	コリアンダーの茎・葉
かき(冷凍)	フェイジョア	くるみ	クミン	コリアンダーの茎・葉(冷凍)
バナナ	フトモモ	くるみ(冷凍)	黒コショウ<コショウの果実>	コエンドロの茎・葉
バナナ(冷凍)	マンゴスチン	その他のナッツ類	クローブ	コエンドロの茎・葉(冷凍)
キウィー	ライチ	カシューナッツ	ケイヒ(桂皮)	パクチーの茎・葉
キウィー(冷凍)	羅漢果	トチの実	ケシの種子	パクチーの茎・葉(冷凍)
パパイヤ	ランブータンの実	ピスタチオ	ケーパー	ザーサイ<マスタードの葉・茎>
パパイヤ(冷凍)	リュウガンの実(リュウガンニク、龍眼肉)	ヒッコリーナッツ	コリアンダーの種子	サボリー
アボカド	スターフルーツ(冷凍)	ブラジルナッツ	コエンドロの種子	セイボリー
アボカド(冷凍)	マンゴスチン(冷凍)	ヘーゼルナッツ	サフランのめしべ(花柱及び柱頭を含む)	サンショウの葉
パイナップル	ココナッツ(冷凍)	マカダミアナッツ	シソの種子	しその葉
パイナップル(冷凍)	ざくろ(冷凍)	松の実	シナモン	シソの花穂
グアバ	ライチ(冷凍)	ヤシの実	白コショウ<コショウの果実>	ジャスミンの葉
グアバ(冷凍)	なつめ(棗)(冷凍)	カシューナッツ(冷凍)	スターアニス	ジャスミンの花
マンゴー	その他の果実(冷凍)	ピスタチオ(冷凍)	セロリの種子	食用ミニバラ
マンゴー(冷凍)	ひまわりの種子	ブラジルナッツ(冷凍)	ディルの種子	ステビア
パッションフルーツ	ひまわりの種子(冷凍)	ヘーゼルナッツ(冷凍)	ナツメグ	セージ

タイム	馬肉	豚の肝臓(冷凍)	豚の食用部分(冷凍)	鶏の脂肪
たで	馬の筋肉(冷凍)	羊の肝臓	羊の食用部分	鶏脂肪
タラゴン	鹿の筋肉	羊肝臓	羊の食用部分(冷凍)	あひるの脂肪
エストラゴン	鹿肉	羊の肝臓(冷凍)	馬の食用部分	七面鳥の脂肪
チャイブ	シカ肉	馬の肝臓	馬の食用部分(冷凍)	その他の家きんの脂肪
ディルの葉・茎	鹿の筋肉(冷凍)	馬肝臓	鹿の食用部分	鶏の肝臓
ディルの葉・茎(冷凍)	山羊の筋肉	馬の肝臓(冷凍)	鹿の食用部分(冷凍)	鶏肝臓
バジルの茎・葉	山羊肉	鹿の肝臓	山羊の食用部分	鶏の肝臓(冷凍)
バジルの茎・葉(冷凍)	山羊の筋肉(冷凍)	鹿肝臓	山羊の食用部分(冷凍)	あひるの肝臓
メボウキの茎・葉	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉	鹿の肝臓(冷凍)	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分	あひるの肝臓(冷凍)
メボウキの茎・葉(冷凍)	その他の肉	山羊の肝臓	その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分(冷凍)	七面鳥の肝臓
ハッカ	いのしし肉	山羊肝臓	乳	七面鳥の肝臓(冷凍)
ミント	イノシシ肉	山羊の肝臓(冷凍)	生乳	その他の家きんの肝臓
マジョラム	猪肉	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓	牛乳	その他の家きんの肝臓(冷凍)
からしなの茎	うさぎ肉	その他の肝臓	鶏の筋肉	鶏の腎臓
からしなの葉	ウサギ肉	その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓(冷凍)	鶏肉	鶏腎臓
みょうが	その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉(冷凍)	牛の腎臓	鶏の筋肉(冷凍)	鶏の腎臓(冷凍)
みょうがたけ	猪の筋肉	牛腎臓	あひるの筋肉	あひるの腎臓
ラベンダー	猪の筋肉(冷凍)	牛の腎臓(冷凍)	あひる肉	あひるの腎臓(冷凍)
レモングラス	うさぎの筋肉	豚の腎臓	あひるの筋肉(冷凍)	七面鳥の腎臓
ローズマリー	うさぎの筋肉(冷凍)	豚腎臓	七面鳥の筋肉	七面鳥の腎臓(冷凍)
マンネンロウ	牛の脂肪	豚の腎臓(冷凍)	七面鳥肉	その他の家きんの腎臓
ローレル	牛脂肪	羊の腎臓	七面鳥の筋肉(冷凍)	その他の家きんの腎臓(冷凍)
わさびの葉	豚の脂肪	羊腎臓	その他の家きんの筋肉	鶏の食用部分
わさびの花	豚脂肪	羊の腎臓(冷凍)	あいがも肉	鶏の食用部分(冷凍)
わさびの葉柄	羊の脂肪	馬の腎臓	うずら肉	七面鳥の食用部分
ハッカ(冷凍)	羊脂肪	馬腎臓	鴨肉	七面鳥の食用部分(冷凍)
レモングラス(冷凍)	馬の脂肪	馬の腎臓(冷凍)	かも肉	その他の家きんの食用部分
しその葉(冷凍)	馬脂肪	鹿の腎臓	きじ肉	その他の家きんの食用部分(冷凍)
その他の農産物	鹿の脂肪	鹿腎臓	鳩肉	鶏の卵
牛の筋肉	鹿脂肪	鹿の腎臓(冷凍)	はと肉	鶏卵
牛肉	山羊の脂肪	山羊の腎臓	ホロホロ鳥肉	卵
牛の筋肉(冷凍)	山羊脂肪	山羊腎臓	ほろほろ鳥肉	その他の家きんの卵
豚の筋肉	その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪	山羊の腎臓(冷凍)	うずら肉(冷凍)	うずら卵
豚肉	その他の脂肪	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓	ガチョウ肉	魚介類(さけ目)
豚の筋肉(冷凍)	牛の肝臓	その他の腎臓	ガチョウ肉(冷凍)	あまご
羊の筋肉	牛肝臓	その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓(冷凍)	きじ肉(冷凍)	あめご
羊肉	牛の肝臓(冷凍)	牛の食用部分	その他の家きんの筋肉(冷凍)	いわな
羊の筋肉(冷凍)	豚の肝臓	牛の食用部分(冷凍)	はと肉(冷凍)	キングサーモン
馬の筋肉	豚肝臓	豚の食用部分	ほろほろ鳥肉(冷凍)	銀ざけ

さけ	シルバー	すずき(冷凍)	ひらめ	しじみ
大西洋さけ	しろぐち	たい(冷凍)	ふぐ	さざえ
しろうお	すずき	にべ(冷凍)	ふな	とりがい
にじます	そうだかつお	めばる(冷凍)	ほうぼう	ばかがい
べにぎけ	たい	くえ(冷凍)	ぼら	はまぐり
ます	たかべ	あかかます(冷凍)	ほっけ	ほたてがい
ますのすけ	たちうお	かます(冷凍)	ほき	ほっきがい
やまめ	ちだい	あまだい(冷凍)	ほんもろこ	たいらぎがい
しろうお(冷凍)	にべ	はたはた(冷凍)	まだら	とこぶし
魚介類(さけ目)(冷凍)	ティラピア	魚介類(ふぐ目魚類)	メルルーサ	牡蛎
魚介類(うなぎ目)	はぜ	魚介類(その他の魚類)	わかさぎ	岩牡蛎
あなご	はたはた	あいなめ	あゆ(冷凍)	みるがい
うなぎ	はまち	あこうだい	どじょう(冷凍)	むらさきがい
はも	ひらまさ	あかうお	なまず(冷凍)	あかがい(冷凍)
まあなご	ぶり	あゆ	わかさぎ(冷凍)	あさり(冷凍)
うなぎ(冷凍)	べら	あんこう	ふな(冷凍)	魚介類(貝類)(冷凍)
魚介類(うなぎ目)(冷凍)	まあじ	いわし	魚介類(その他の魚類)(冷凍)	牡蛎(冷凍)
あなご(冷凍)	まぐろ	うるめいわし	おこぜ(冷凍)	しじみ(冷凍)
はも(冷凍)	きはだまぐろ	かたくちいわし	いわし(冷凍)	とりがい(冷凍)
魚介類(すずき目)	くろまぐろ	まいわし	にしん(冷凍)	ばかがい(冷凍)
あかかます	めばちまぐろ	うぐい	すけとうだら(冷凍)	はまぐり(冷凍)
あじ	まながつお	えぞあいなめ	たら(冷凍)	ほたてがい(冷凍)
あまだい	まはた	おこぜ	メルルーサ(冷凍)	ほっきがい(冷凍)
いさき	まるあじ	かれい	したびらめ(冷凍)	むらさきがい(冷凍)
いしがきだい	まだい	かわはぎ	かれい(冷凍)	たいらぎがい(冷凍)
いしもち	めばる	このしろ	ひらめ(冷凍)	あわび(冷凍)
いとよりだい	魚介類(すずき目)(冷凍)	さより	ふぐ(冷凍)	さざえ(冷凍)
いぼだい	かじき(冷凍)	すけとうだら	とらふぐ(冷凍)	とこぶし(冷凍)
かじき	かつお(冷凍)	ぎんだら	あいなめ(冷凍)	魚介類(甲殻類)
かつお	さば(冷凍)	きんめだい	あんこう(冷凍)	いせえび
かます	さわら(冷凍)	こい	かわはぎ(冷凍)	えび
かんぱち	たちうお(冷凍)	さんま	さより(冷凍)	あまえび
きす	まぐろ(冷凍)	ししゃも	さんま(冷凍)	くるまえび
きだい	あじ(冷凍)	したびらめ	ほうぼう(冷凍)	さくらえび
くえ	いぼだい(冷凍)	たら	ほっけ(冷凍)	バナメイえび
くろそい	ぶり(冷凍)	どじょう	魚介類(貝類)	ざりがに
くろだい	まながつお(冷凍)	とびうお	あかがい	かに
さば	かんぱち(冷凍)	とらふぐ	あさり	がざみ
さわら	いさき(冷凍)	なまず	あわび	けがに
しまあじ	いとよりだい(冷凍)	にしん	イガイ	ずわいがに

たらばがに	すっぽん(冷凍)	乾燥いちじく	スイートコーン(加工冷凍)	にんにく(乾燥)
はなさきがに	プロポリス	ぶどうジュース	ばれいしょ(加工冷凍)	ねぎ(乾燥)
ロブスター	海藻	干しぶどう	さといも(加工冷凍)	パセリ(乾燥)
わたりがに	こんぶ	乾燥なつめやし	だいこん(加工冷凍)	ほうれんそう(乾燥)
いせえび(冷凍)	てんぐさ	コーヒー豆(焙煎したもの)	こまつな(加工冷凍)	わさび(乾燥)
えび(冷凍)	わかめ	オリーブ油	チンゲンサイ(加工冷凍)	わらび(乾燥)
ざりがに(冷凍)	こんぶ(冷凍)	乾燥マンゴー	カリフラワー(加工冷凍)	よもぎ(乾燥)
ロブスター(冷凍)	海藻(冷凍)	乾燥果実	ブロッコリー(加工冷凍)	わけぎ(乾燥)
がざみ(冷凍)	わかめ(冷凍)	あんず(乾燥)	菜の花(加工冷凍)	にんじん(水煮)
けがに(冷凍)	その他の一般食品	うめ(乾燥)	にんにくの茎(加工冷凍)	たけのこ(水煮)
ずわいがに(冷凍)	その他の一般食品(冷凍)	りんご(乾燥)	にんじん(加工冷凍)	ぜんまい(水煮)
かに(冷凍)	米ぬか	パイナップル(乾燥)	ピーマン(加工冷凍)	れんこん(水煮)
たらばがに(冷凍)	精米	バナナ(乾燥)	カラーピーマン(加工冷凍)	アーティチョーク(水煮)
はなさきがに(冷凍)	小麦粉	マンゴー(乾燥)	かぼちゃ(加工冷凍)	グリーンピース(水煮)
魚介類(甲殻類)(冷凍)	小麦はい芽	なつめやし(乾燥)	ほうれんそう(加工冷凍)	トマト(水煮)
その他の魚介類	小麦ふすま	パパイア(乾燥)	オクラ(加工冷凍)	ピメント(水煮)
うに	ライ麦粉(全粉粒)	ココナッツ(乾燥)	未成熟えんどう(加工冷凍)	ヤングコーン(水煮)
たこ	ライ麦粉	ぶどう(乾燥)	グリーンピース(加工冷凍)	キャッサバ(水煮)
いいだこ	ライ麦ふすま	かき(乾燥)	未成熟いんげん(加工冷凍)	スイートコーン(水煮)
いか	とうもろこし粉	くこの実(乾燥)	えだまめ(加工冷凍)	アスパラガス(水煮)
あおりいか	とうもろこし油	果実(乾燥)	しいたけ(加工冷凍)	野菜(水煮)
やりいか	大豆油	ドリアン(乾燥)	きのこ(加工冷凍)	あんず(シロップ漬け)
もんごういか	らっかせい油	ひまわり油	未成熟そら豆(加工冷凍)	おうとう(シロップ漬け)
ほや	ポテトフレーク	綿実油	未成熟ふじ豆(加工冷凍)	グレープフルーツ(シロップ漬け)
いか(冷凍)	乾燥にら	亜麻仁油	れんこん(加工冷凍)	すもも(シロップ漬け)
うに(冷凍)	トマトジュース	なたね油	こんにゃくいも(乾燥)	なし(シロップ漬け)
その他の魚介類(冷凍)	トマトピューレー	植物油	かんしょ(乾燥)	なつめやし(シロップ漬け)
たこ(冷凍)	トマトペースト	ごま油	キャッサバ(乾燥)	パイナップル(シロップ漬け)
ほや(冷凍)	乾燥とうがらし	米油	いも類(乾燥)	ぶどう(シロップ漬け)
はちみつ	乾燥野菜	乾燥させたその他のスパイス	かぼちゃ(乾燥)	ベリー類(シロップ漬け)
ローヤルゼリー	オレンジジュース	乾燥させたその他のスパイス(果実)	かんぴょう(乾燥)	みかん(シロップ漬け)
かえる	かんきつ類果実ジュース	乾燥させたその他のスパイス(種子)	キャベツ(乾燥)	もも(シロップ漬け)
かめ	グレープフルーツジュース	乾燥させたその他のスパイス(根又は根茎)	野菜(乾燥)	りんご(シロップ漬け)
かたつむり	レモンジュース	乾燥バジル	しょうが(乾燥)	ライチ(シロップ漬け)
昆虫	りんごジュース	乾燥ハーブ	ぜんまい(乾燥)	果実(シロップ漬け)
すっぽん	もも(乾燥させたもの)	その他の乾燥ハーブ	だいこんの根(乾燥)	あんず(ジャム)
くじら	乾燥もも	いくら	たけのこ(乾燥)	いちご(ジャム)
かめ(冷凍)	乾燥すもも	すじこ	たまねぎ(乾燥)	ブルーベリー(ジャム)
かえる(冷凍)	もも(乾燥)	野菜加工品	朝鮮にんじん(乾燥)	ラズベリー(ジャム)
くじら(冷凍)	すもも(乾燥)	野菜(加工冷凍)	にんじん(乾燥)	オレンジ(マーマレード)

レモン(マーマレード)	サワークラウト	うなぎ蒲焼	その他の加工食品	あじ加工品(冷凍)
果実加工品(マーマレード)	野菜加工品(かんぴょう)	うなぎ蒲焼(冷凍)	でんぷん	きす加工品(冷凍)
果実加工品(ペースト)	いも加工品	うなぎ白焼	植物性たんぱく	たら加工品(冷凍)
マンゴー(加工冷凍)	いも加工品(フライドポテト)	うなぎ白焼(冷凍)	健康食品	あかがい(むき身・むき身冷凍)
ライチ(加工冷凍)	いも加工品(ポテトチップス)	しらす	あじ(切り身)	牡蛎(むき身・むき身冷凍)
マンゴスチン(加工冷凍)	いも加工品(ほしいも)	ちりめん	ティラピア(切り身)	たいらぎ(むき身・むき身冷凍)
果実加工品	いも加工品(冷凍)	魚加工品(冷凍)	かれい(切り身)	とりが(むき身・むき身冷凍)
果実(加工冷凍)	いも加工品(冷凍フライドポテト)	魚油	魚介類(さけ目)(切り身)	ほたてが(むき身・むき身冷凍)
ラズベリー(加工冷凍)	穀類加工品	水産動物油脂	さば(切り身)	あわび(むき身・むき身冷凍)
ブルーベリー(加工冷凍)	穀類加工品(米飯)	魚卵加工品	まぐろ(切り身)	さざえ(むき身・むき身冷凍)
その他の果実(加工冷凍)	穀類加工品(もち)	たらこ	ひらめ(切り身)	あさり(むき身・むき身冷凍)
果実加工品(ジャム)	穀類加工品(乾めん)	かずのこ	かんぱち(切り身)	しじみ(むき身・むき身冷凍)
果実加工品(シロップ漬け)	穀類加工品(生めん)	肉加工品	いとよりだい(切り身)	はまぐり(むき身・むき身冷凍)
くり加工品	穀類加工品(即席めん)	ハム	魚介類(その他の魚類)(切り身)	ほっきが(むき身・むき身冷凍)
くるみ加工品	穀類加工品(パスタ)	ソーセージ	かつお(切り身)	とりが加工品(冷凍)
ぎんなん加工品	穀類加工品(パン)	ベーコン	きす(切り身)	ほっきが加工品(冷凍)
アーモンド加工品	はるさめ	肉加工品(冷凍)	どじょう(切り身)	貝加工品(冷凍)
カシューナッツ加工品	とうもろこし加工品	卵加工品	なまず(切り身)	牡蛎加工品(冷凍)
ピスタチオナッツ加工品	きのこと加工品	卵加工品(液卵)	はも(切り身)	いか(切り身、むき身)
マカダミアナッツ加工品	豆加工品	魚介類加工品	かわはぎ(切り身)	うに(切り身、むき身)
ヘーゼルナッツ加工品	豆乳	貝(むき身・むき身冷凍)	あじ(切り身冷凍)	えび(切り身、むき身)
ブラジルナッツ加工品	とうふ	魚介類加工品(えび)	ティラピア(切り身冷凍)	かに(切り身、むき身)
ペカンナッツ加工品	あん	魚介類加工品(いか)	かれい(切り身冷凍)	たこ(切り身、むき身)
すいかの種子加工品	大豆加工品	魚介類加工品(貝)	魚介類(さけ目)(切り身冷凍)	くじら(切り身)
ごまの種子加工品	大豆(水煮)	魚介類加工品(水煮)	さば(切り身冷凍)	いか(切り身冷凍)
かぼちゃの種子加工品	ナッツ加工品	菓子	まぐろ(切り身冷凍)	うに(切り身冷凍)
ひまわりの種子加工品	ナッツ加工品(くり)	菓子(焼き菓子)	ひらめ(切り身冷凍)	えび(切り身冷凍)
亜麻仁加工品	ピーナッツ加工品	菓子(キャンディ)	いとよりだい(切り身冷凍)	かに(切り身冷凍)
はすの種子加工品	オイルシード加工品	菓子(チョコレート)	魚介類(その他の魚類)(切り身冷凍)	たこ(切り身冷凍)
くり加工品(ペースト)	果汁(冷凍)	菓子(洋菓子)	かつお(切り身冷凍)	くじら(切り身冷凍)
アーモンド加工品(ペースト)	惣菜	菓子(冷凍)	きす(切り身冷凍)	かに加工品(冷凍)
ピスタチオ加工品(ペースト)	惣菜(冷凍)	はちみつ加工品	どじょう(切り身冷凍)	えび加工品(冷凍)
くり(シロップ漬け)	調味料	プロポリス加工品	なまず(切り身冷凍)	しゃこ加工品(冷凍)
ナッツ(シロップ漬け)	砂糖	ローヤルゼリー加工品	はも(切り身冷凍)	いか加工品(冷凍)
ナッツ(加工冷凍)	食塩	ギムネマ茶	かわはぎ(切り身冷凍)	魚介類加工品(冷凍)
くり(加工冷凍)	酢	チャパラル茶	さば加工品(冷凍)	魚卵加工品(冷凍)
野菜加工品(トマト)	しょうゆ	トチュウ茶	うなぎ加工品(冷凍)	穀類加工品(パン冷凍)
野菜加工品(ケチャップ)	みそ	マテ茶	あなご加工品(冷凍)	穀類加工品(めん冷凍)
漬物	油脂加工品	柿の葉茶	なまず加工品(冷凍)	穀類加工品(冷凍)
キムチ	魚加工品	その他の茶の代用品	はも加工品(冷凍)	穀類加工品(米飯冷凍)

ピーナッツ加工品(冷凍)	にんにく(加工冷凍)	マーケットバスケット試料1群
豆加工品(冷凍)	ヤングコーン(加工冷凍)	マーケットバスケット試料2群
こんにゃくいも加工品	ごぼう(加工冷凍)	マーケットバスケット試料3群
ばれいしょ加工品	マッシュルーム(塩蔵)	マーケットバスケット試料4群
キャッサバ加工品	まつたけ(塩蔵)	マーケットバスケット試料5群
たまねぎ加工品	きのこ(塩蔵)	マーケットバスケット試料6群
朝鮮にんじん加工品	マッシュルーム(水煮)	マーケットバスケット試料7群
トマト加工品	ひらたけ(水煮)	マーケットバスケット試料8群
にんにく加工品	きのこ(水煮)	マーケットバスケット試料9群
うり加工品(塩蔵)	きくらげ(水煮)	マーケットバスケット試料10群
きゅうり加工品(塩蔵)	しめじ(水煮)	マーケットバスケット試料11群
ごぼう加工品(塩蔵)	きくらげ(加工冷凍)	マーケットバスケット試料12群
野菜加工品(塩蔵)	しめじ(加工冷凍)	マーケットバスケット試料13群
しょうが加工品(塩蔵)	うめ加工品	マーケットバスケット試料14群
せり加工品(塩蔵)	オリーブ加工品	
ぜんまい加工品(塩蔵)	海藻(乾燥)	
だいこんの根加工品(塩蔵)	海藻加工品	
たけのこ加工品(塩蔵)	清涼飲料	
なす加工品(塩蔵)	粉末清涼飲料	
にんにく加工品(塩蔵)	インスタントコーヒー	
らっきょう加工品(塩蔵)	ミネラルウォーター	
わらび加工品(塩蔵)	乳飲料	
トマトピューレ	加工乳	
野菜加工品(ペースト)	果実酒	
野菜加工品(冷凍)	ワイン	
モロヘイヤ(加工冷凍)	野菜ジュース	
しゅんぎく(加工冷凍)	果実ジュース	
にら(加工冷凍)	果汁	
ゴーヤ(加工冷凍)	乳製品	
未成熟さげ(加工冷凍)	チーズ	
わけぎ(加工冷凍)	バター	
キャッサバ(加工冷凍)	発酵乳	
かんしょ(加工冷凍)	調製粉乳	
ねぎ(加工冷凍)	アイスクリーム類	
パプリカ(加工冷凍)	乾燥きのこ	
アスパラガス(加工冷凍)	干しいたけ	
しょうが(加工冷凍)	マッシュルーム(乾燥)	
セロリ(加工冷凍)	きくらげ(乾燥)	
たけのこ(加工冷凍)	きのこ(乾燥)	
たまねぎ(加工冷凍)	アルコール飲料	

有害物質名

農薬等	MCPCA	アフィドピロペン	アンピシリン	イマザメタベンズ
BHC	MCPE	アプラマイシン	アンプロリウム	イマザメタベンズメチルエステル
α -BHC	MCPFA	アベルメクチン	イオドスルフロンメチル	イマザモックスアンモニウム塩
β -BHC	MNFA	アベルメクチンB1a	イサゾホス	イマザリル
γ -BHC	MPMC	アベルメクチンB1b	イソウロン	イマゼタピル
δ -BHC	MTMC	8, 9-Z-アベルメクチンB1a	イソオイゲノール	イマゼタピルアンモニウム塩
2, 4-D	TCMTB	アボパルシン	イソカルボホス	イマゾスルフロン
2, 4-ジクロロフェノキシ酢酸	XMC	アマンタジン	イソキサジフェンエチル	イミシアホス
2, 4, 5-T	ZM	アミスルブロム	イソキサチオン	イミダクロプリド
2, 4, 5-TB	アイオキシニル	アミトラズ	イソキサチオンオキソン	イミダカルブ
2, 4, 5-Tイソプロピル	アイオキシニルオクタノエート	アミトロール	イソキサフルトール	イミノクタジン
2, 4-DB	アクリナトリン	アミノエトキシビニルグリシン	イソキサベン	イミプロトリン
CMPT	アクロミド	アミノカルブ	イソシンコメロン酸ニプロピル	イミベンコナゾール
COCNQ	アザコナゾール	アミノシクロピラクロル	イソチアニル	インダノファン
CONQ	アザフェニジン	1-アミノヒダントイン	イソチオエート	インドール酪酸
DBEDC	アザペロン	3-アミノ-2-オキサゾリドン	イソドリル	インドキサカルブ
DCIP	アザメチホス	3-アミノ-5-モルフォリノメチル-2-オキサゾリドン	イソピラザム	インピルフルキサム
DDT	アシノナピル	アミノピラリド	イソフェタミド	ウニコナゾール-P
o, p'-DDD	アシフルオルフェン	4-アミノピリジン	イソフェンホス	ウルバジッド
o, p'-DDE	アジプロトリン	アミプロホスメチル	イソフェンホスオキソン	エクロメゾール
o, p'-DDT	アシベンゾラルS-メチル	アミホス	イソフェンホスメチル	17- α -エストラジオール
2, 2-DPA	アジムスルフロン	アメクトラジン	イソプロカルブ	17- β -エストラジオール
DSP	アシュラム	アメトリン	イソプロチオラン	エースフェノン
EPBP	アジンホスエチル	アモキシシリン	イソプロチオランスルホキシド	エスプロカルブ
EPN	アジンホスメチル	アラクロール	イソプロツロン	エタボキサム
EPNオキソン	アスポキシシリン	アラニカルブ	イソプロパリン	エタメツルスルホメチル
EPTC	アセキノシル	アラマイト	イソベンザン	エタルフルラリン
ESBP	アセタミプリド	アリキシカルブ	イソメタミジウム	エチオフェンカルブ
ESTP	2-アセチルアミノ-5-ニトロチアゾール	アリドクロール	イナベンフィド	エチオフェンカルブスルホキシド
ETM	アセトアミノフェン	アルジカルブ	イブコナゾール	エチオフェンカルブスルホン
FABA	アセトクロール	アルジカルブ及びアルドキシカルブ	イブフェンカルバゾン	エチオレート
FABB	アセフェート	アルドキシカルブ	イブフルフェノキン	エチオン
IPSP	アゾキシストロビン	アルドリル	イブロジオン	エチクロゼート
MALS	アゾシクロチン	アルドリル及びディルドリン	イブロニダゾール	エチプロール
MCPA	アゾシクロチン及びシヘキサチン	アルトレノゲスト	イブロバリカルブ	エチプロストントロメタミン
MCPAエチル	アトラジン	アルベンダゾール	イブロベンホス	4-エチルチオフェニルメチルカルバメート
MCPAメチル	アニラジン	アレスリン	イベルメクチン	N-(2-エチルヘキシル)-8, 9, 10-トリノルボルン-5-エン-2, 3-ジカルボキシミド
MCPAN	アニロホス	アロキシジム	イマザキン	エチレンチオウレア
MCPB	アバメクチン	アンシミドール	イマザピック	エディフェンホス
MCPBエチル	アビラマイシン	アンバム	イマザピル	エテホン

エトキサゾール	オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン	カルフェントラゾン	グリホサート	クロルエトキシホス
エトキシキン	オキシデプロホス	カルフェントラゾンエチル	グリホシン	クロルジメホルム
エトキシスルフロ	オキシデメトンメチル	カルブチレート	クリミジン	クロルスルフロ
エトパベート	オキシフルオルフェン	カルプロパミド	グルホシネート	クロルスロン
エトフェンプロックス	オキシベンダゾール	カルプロフェン	クルホメート	クロルタールジメチル
エトフメセート	オキシ銅	カルベタミド	クレソキシムメチル	クロルチアミド
エトプロホス	オキシ塩化銅	カルベトシン	クレダジン	クロルチオホス
エトベンザニド	オキスポナゾールフマル酸塩	カルベンダジム	クレトジム	クロルデコン
エトリジアゾール	オキスポナゾールホルミル体	カルベンダジム、チオファネート、チオファネートメチル及びベノミル	クレンブテロール	クロルテトラサイクリン
エトリムホス	4, 4'-ジメチル-2-オキサゾリジノン	カルボキシ	クロキサシリン	クロルデン
エノキサシン	オキシソリニック酸	カルボスルファン	クロキシホナック	クロルニトロフェン
エプリノメクチン	オクスフェンダゾール	カルボフェノチオン	クロキントセット	クロルニトロフェンアミノ体
エフロマイシン	オクスフェンダゾール、フェバンテル及びフェバンダゾール	カルボフラン	クロキントセットメキシル	クロルピクリン
エポキシコナゾール	オクタクロロジプロピルエーテル	カンタキサンチン	クロサンテル	クロルビシクレン
エマメクチン安息香酸塩	オフレース	カンフェクロル	クロジナホップ酸	クロルピリホス
エリスロマイシン	オフロキサシン	キザロホップPテフリル	クロジナホッププロパルギル	クロルピリホスオキソン
塩化ジデシルジメチルアンモニウム	オメトエート	キザロホップエチル	クロステボル	クロルピリホスメチル
塩酸ホルメタネート	オラキンドックス	キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	クロゾリネート	クロルフェナック
塩酸メトセルペイト	オリサストロビン	キシラジン	クロチアニジン	クロルフェナピル
エンドスルファン	オリザリン	キシリルカルブ	クロチゾール	クロルフェネトール
エンドスルファンサルフェート	オルトジクロロベンゼン	キタサマイシン	クロピドール	4-クロルフェノキシ酢酸
エンドタール	オルトフェニルフェノール	キナルホス	クロピラリド	クロルフェンスルヒド
エンドチオン	オルビフロキサシン	キノキシフェン	クロフェンセット	クロルフェンソン
エンドリン	オルベンカルブ	キノクラミン	クロフェンテジン	クロルフェンビンホス
エンラマイシン	オルメトプリム	キノフメリン	クロフェンテジン代謝物	クロルフタリム
エンロフロキサシン	オレアンドマイシン	キノメチオナート	クロプロップ	クロルブファム
オイゲノール	カスガマイシン	キャプタン	クロマゾン	クロルフルアズロン
オキサジアゾン	カズサホス	キュウルア	クロマフェノジド	クロルプロピレート
オキサジアルギル	カナマイシン	キンクロラック	クロメトキシニル	クロルプロファム
オキサジキシル	カフェンストロール	キントゼン	クロメトキシフェン	クロルプロマジン
オキサジクロメホン	カプタホール	クマクロール	クロメプロップ	クロルブロムロン
オキサシリン	カプリロヒドロキサム酸	クマテトラリル	クロメプロップ酸	クロルヘキシジン
オキサゾスルフィル	ガミスロマイシン	クマホス	クロラニル	クロルベンシド
オキサチアピプロリン	カラゾロール	クミルロン	クロラムフェニコール	クロルマジノン
オキサベトリニル	カルタップ	クラブラン酸	クロラムベン	クロルメコート
オキサミル	カルタップ、チオスクラム及びベンスルタップ	グリオジン	クロランスラム	クロルメタンスルホンアミド
オキシエチレンドコサノール	カルバドックス	グリカルピラミド	クロランスラムメチル	クロルメホス
オキシカルボキシ	カルバドックス代謝物	クリスタルバイオレット	クロラントラニプロール	クロロクスロン
オキシクロザニド	カルバリル	グリセオフルビン	クロリダゾン	クロロタロニル
オキシテトラサイクリン	カルビンホス	グリチルリチン酸	クロリムロンエチル	クロロトルロン

クロロネブ	ジエトフェンカルブ	1, 3-ジクロロプロペン	ジフラゾン	シリロシド
クロロピクリン	ジエノクロル	4, 4'-ジクロロベンゾフェノン	シフルトリン	ジルパテロール
クロロファシノン	シエノピラフェン	ジクロロメゾチアズ	シフルフェナミド	シロマジン
クロロベンジレート	ジオキサカルブ	ジクロロン	ジフルフェニカン	シンメチリン
ケトトリクラベンダゾール	ジオキサチオン	ジクワット	ジフルフェンゾピル	スエップ
ケトプロフェン	ジオキサベンゾフォス	ジクワットジブロミド	ジフルベンズロン	ストレプトマイシン
ケベマイシン	ジオフェノラン	ジコホール	シフルメトフェン	スパルフロキサシン
ゲンタマイシン	ジカンバ	ジコホール分解物	ジフロキサシン	スピネトラム
ゲンチアナバイオレット	ジクラズリル	ジシクラニル	シプロコナゾール	スピノサド
コドレルア	シクラニリド	シスノナクロル	シプロジニル	スピノシンA
コリスチン	シクラニリプロール	ジスルホトン	ジプロペトリン	スピノシンD
コルチコステロン	シクロエート	ジタリムホス	1, 2-ジプロモ-3-クロロプロパン	スピラマイシン
コロキソン	ジクロキサシリン	ジチアノン	1, 2-ジプロモエタン	スピロキサミン
サイネピリン	シクロキシジム	ジチオカルバメート	シヘキサチン	スピロジクロフェン
酢酸ジノセブ	ジクロシメット	ジチオピル	シペルメトリン	スピロテトラマト
酢酸イソ吉草酸タイロシン	ジクロスラム	シデュロン	ジベレリン	スピロメシフェン
酢酸ジノテルブ	シクロスルファミロン	ジニコナゾール	脂肪族アルコールエトキシレート	スペクチノマイシン
酢酸トレンボロン	ジクロゾリン	ジニトルミド	シマジン	スルファエトキシピリダジン
酢酸メレンゲステロール	ジクロトホス	4, 6-ジニトロ- α -クレゾール	ジミナゼン	スルファキノキサリン
サフルフェナシル	シクロピリモレート	シニドンエチル	シメコナゾール	スルファグアニジン
サラフロキサシン	ジクロフェンチオン	ジネブ	ジメスルファゼット	スルファクロルピリダジン
サリチオン	ジクロブトラゾール	ジノカップ	ジメタメトリン	スルファジアジン
サリノマイシン	ジクロフルアニド	シノスルフロン	ジメチピン	スルファジミジン
酸化アルベンダゾール	シクロプロトリン	ジノセブ	1, 4-ジメチルナフタレン	スルファジメトキシ
酸化フェンブタズ	シクロヘキシミド	ジノテフラン	ジメチリモール	スルファセタミド
酸化プロピレン	ジクロベニル	ジノテルブ	ジメチルアンバム	スルファチアゾール
シアゾファミド	ジクロベンチアゾクス	ジノプロスト	ジメチルビンホス	スルファドキシ
シアナジン	ジクロホップエチル	ジノホス	ジメテナミド	スルファトロキサゾール
シアノフェンホス	ジクロホップメチル	シハロトリン	ジメトエート	スルファニトラン
シアノホス	ジクロメジン	シハロホップブチル	ジメトモルフ	スルファニルアミド
ジアフェンチウロン	ジクロラン	ジヒドロストレプトマイシン	ジメトリダゾール	スルファピリジン
ジアベリジン	ジクロルプロップ	ジヒドロストレプトマイシン及びストレプトマイシン	シメトリン	スルファプロモメタジンナトリウム
ジアリホール	ジクロルボス	ジフェナミド	ジメピペレート	スルファベンズアミド
シアン化ナトリウム	ジクロルボス及びナレド	ジフェニル	シモキサニル	スルファメチゾール
シアン化水素	ジクロルミド	ジフェニルアミン	臭化メチル	スルファメトキサゾール
シアントラニリプロール	ジクロロイソバニニツク酸	ジフェノコナゾール	臭化プロパルギル	スルファメキシジアジン
2, 6-ジイソプロピルナフタレン	ジクロロイソシアヌル酸	シフェノトリン	臭素	スルファメキシピリダジン
ジウロン	1, 1-ジクロロ-2, 2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	ジフェンゾコート	ジョサマイシン	スルファメラジン
ジエチルスチルベストロール	1-(2, 4-ジクロロフェニル)-2-(1H-イミダゾール-1-イル)-1-エタノール	ジブチルサクシネート	シラフルオフエン	スルファモイルダプソン
ジエチルトルアミド	1, 2-ジクロロプロパン	ジブチルヒドロキシルエン	ジラム	スルファモノメトキシ

スルファレート	チアクロプリド	デストマイシンA	ドラメクチン	トルトラズリル
スルフィソキサゾール	チアクロプリドアミド	デスメディファム	トラルコキシジム	トルピラレート
スルフィソゾール	チアジアジン	デスメトリン	トラロメトリン	トルフェナム酸
スルフィソミジン	チアジニル	テトラクロルビンホス	トランスノナクロル	トルフェンピラド
スルフェノン	チアゾピル	テトラコナゾール	トリアザメート	トルプロカルブ
スルフェントラゾン	チアベンダゾール	テトラサイクリン	トリアジメノール	ナイカルバジン
スルプロホス	チアムリン	テトラジホン	トリアジメホン	ナナフロシン
スルプロホスオキソン	チアメツロンメチル	テトラニリプロール	トリアスルフロ	ナフシリン
スルホキサフロ	チアメトキサム	テトラピオン	トリアゾホス	ナプタラム
スルホスルフロ	チアンフェニコール	cis-1, 2, 3, 6-テトラヒドロフタルイミド	トリアファモン	1-ナフタレン酢酸
スルホテップ	チウラム	テトラメトリン	トリアレート	ナフタロホス
セクブメトン	チエンカルバゾンメチル	テニルクロール	トリエタジン	2-(1-ナフチル)アセタミド
セダキサ	チオキサザフェン	テブコナゾール	トリクラベンダゾール	ナプロアニリド
セデカマイシン	チオキノックス	テブチウロン	トリクラミド	ナプロバミド
セトキシジム	チオジカルブ	テブピリムホス	トリクロピル	鉛
セファセトリル	チオジカルブ及びメソミル	テブフェノジド	トリクロルホン	ナラシン
セファゾリン	チオシクラム	テブフェンピラド	トリクロロ酢酸ナトリウム塩	ナリジクス酸
セファピリン	チオセミカルバジド	テブフロキン	トリシクラゾール	ナレド
セファレキシ	チオファネート	テブラロキシジム	トリジファン	二塩化エチレン
セファロニウム	チオファネートメチル	テフリルトリオン	トリチコナゾール	ニコスルフロ
セフォペラゾン	チオファノックス	テフルトリン	トリデモルフ	ニコチン
セフキノム	チオプロニン	テフルベンズロン	トリネキサパックエチル	二臭化エチレン
セフチオフル	チオペプチン	デメトンO	トリブホス	ニタルソ
セフロキシム	チオベンカルブ	デメトン-O-メチル	トリフルスルフロメチル	ニテンピラム
セミカルバジド	チオメトン	デメトンS	トリフルミゾール	ニトラピリン
ゼラノール	チジアズロン	デメトン-S-メチル	トリフルムロン	ニトラリン
セロサイジン	チフェンスルフロ	デメトン-S-メチルスルホン	トリフルメゾピリム	3-ニトロオキシプロパノール
センデュラマイシン	チフェンスルフロメチル	テメホス	トリフルラリン	ニトロキシニル
ゾキサミド	チフルザミド	デルタメトリン	トリフロキシストロビン	ニトロタールイソプロピル
ターバシル	チモール	デルタメトリン及びトラロメトリン	トリフロキシスルフロ	ニトロフェン
ターバム	チラム	テルデカマイシン	トリブロムサラン	ニトロフラゾン
ダイアジノン	チルジピロシン	テルブカルブ	トリベヌロンメチル	ニトロフラントイン
ダイアジノンオキソン	チルミコシン	テルブチラジン	トリペレナミン	ニトロフラン類
ダイアレート	ツラスロマイシン	テルブトリン	トリホリン	ニフルスチレン酸ナトリウム
ダイムロン	ディルドリン	テルブホス	トリメタカルブ	ニフルピリノール
タイロシン	デキサメタゾン	テルブメトン	トリメトプリム	ヌアリモル
ダゾメット	テクナゼン	テレフタル酸銅	トリメドルア	ネオマイシン
ダゾメット、メタム及びメチルイソチオシアネート	テクロフタラム	ドキシサイクリン	トリルフルアニド	ネクイネート
ダノフロキサシン	デコキネート	ドジン	トリルフルアニド代謝物	ノシヘプタイド
ダミノジド	テストステロン	ドラゾキソロン	トルクロホスメチル	ノナクロル

ノニルフェ ノールスルホン 酸銅	ピコキシストロビン	ピリダフェンチオン	フェネチシリン	フェンメディファム
ノバルロン	ピコザマイシン	ピリダベン	フェノキサスルホン	フサライド
ノボビオシン	ピコリナフェン	ピリダリル	フェノキサニル	フジチオン
ノルジェストメット	ビシクロピロン	ピリチオバックナトリウム塩	フェノキサプロップエチル	ブタクロール
ノルフルラゾン	ピジフルメトフェン	ピリデート	フェノキシエタノール	ブタフェナシル
ノルフロキサシン	ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル	ピリフェノックス	フェノキシカルブ	ブタミホス
ノルロン	ビス(4-クロロフェノキシ)メタン	ピリフタリド	フェノキシメチルペニシリン	sec-ブチルアミン
バージニアマイシン	ビスピリバックナトリウム塩	ピリブチカルブ	フェノチオール	ブチルヒドロキシアニソール
バーナレート	ビチオノール	ピリフルキナゾン	フェノチオカルブ	ブチレート
バーバン	ビテルタノール	ピリプロキシフェン	フェノトリン	フッ化スルフリル
パーベンダゾール	ヒドラメチルノン	ピリベンカルブ	フェノブカルブ	ブトカルボキシム
ハイグロマイシン	ヒドロキシイソキサゾール	ピリミカーブ	フェノプロップ	ブトカルボキシムスルホキシド
バクイノレート	ヒドロコルチゾン	ピリミジフェン	フェバンテル	ブトキシカルボキシム
バクイロプリム	ビナパクリル	ピリミスルファン	フェリムゾン	ブトラリン
パクロブトラゾール	ピノキサデン	ピリミスルフロンメチル	フェンアミドン	ブトロキシジム
バシトラシン	ビフェナゼート	ピリミニール	フェンカプトン	ブピリメート
バミドチオン	ビフェノックス	ピリミノバックメチル	フェンキノトリオン	ブフェンカルブ
バミドチونسルホン	ビフェントリン	ピリミホスエチル	フェンクロラゾールエチル	ブプロフェジン
パラオキソンメチル	ピフルブミド	ピリミホスメチル	フェンクロルホス	フベリダゾール
パラコート	ピペラジン	ピリメタニル	フェンスルホチオン	フラザスルフロン
パラチオン	ピペロニルブトキシド	ピリメタミン	フェンチアゾン	フラジオマイシン
パラチオンメチル	ピペロホス	ピルリマイシン	フェンチオン	プラジクアンテル
パラチオンメチルオキソン	ヒメキサゾール	ピレトリン	フェンチン	ブラストサイジンS
バリダマイシン	ピメトロジン	ピロキサスルホン	フェンチンアセテート	フラゾリドン
バルネムリン	ピラクロストロビン	ピロキロン	フェンチンヒドロキシド	フラチオカルブ
バルバン	ピラクロニル	ピロミド酸	フェントエート	フラボフォスフォリポール
ハルフェンブロックス	ピラクロホス	ピンクロゾリン	フェントラザミド	フラミゾール
バルベンダゾール	ピラジフルミド	ピンドン	フェンバレレート	フラムプロップエチル
ハロキシホップ	ピラスルホトール	ヒ素	フェンピクロニル	フラムプロップメチル
ハロクソン	ピラゾキシフェン	ファーバム	フェンピコキサミド	フラメトピル
ハロスルフロンメチル	ピラゾスルフロンエチル	ファムフル	フェンピラザミン	フラメトピルヒドロキシ体
ハロフジノン	ピラゾホス	ファモキサドン	フェンピロキシメート	フララタドン
パロモマイシン	ピラゾリネート	フィプロニル	フェンブコナゾール	ブリフィニウム
ビアラホス	ピラゾン	フェナザキン	フェンフラム	ブリミスルフロンエチル
ピーチフルア	ピラフルフェンエチル	フェナザフロル	フェンプロスタレン	ブリミスルフロンメチル
ビオアレスリン	ピランテル	フェナミノスルフ	フェンプロパトリン	フリラゾール
ビオレスメトリン	ピランテル及びモランテル	フェナミホス	フェンプロピジン	ブリリアントグリーン
ピカルブトラゾクス	ピリオフェノン	フェナリモル	フェンプロピモルフ	フルアクリピリム
ビキサフェン	ピリジニトリル	フェニトロチオン	フェンヘキサミド	フルアジナム
ピクロラム	ピリダクロメチル	フェニトロチオンオキソン	フェンベンダゾール	フルアジホップブチル

フルアズロン	フルリドン	ブロマジオロン	ペンシクロン	ポリナクチン
フルエンシルホン	フルロキシピル	ブロマシル	ベンジルアデニン	ポリミキシシB
フルオキサストロビン	プレチラクロール	ブロムコナゾール	ベンジルペニシリン	ホルクロルフェニユロン
フルオピコリド	ブレドニゾロン	ブロムフェノホス	ベンズピリモキサン	ホルペット
フルオピラム	プロカイン	プロメカルブ	ベンスリド	ホルペット代謝物
フルオベンシド	プロクロノール	フロメトキン	ベンスルタップ	ホルモチオン
フルオメツロン	プロクロラズ	フロメトリン	ベンスルフロンメチル	ホレート
フルオリン	プロゲステロン	フロメトン	ベンゾカイン	マイレックス
フルオルイミド	プロシミドン	フロモキシニル	ベンゾキシメート	マカルボマイシン
フルオロジフェン	プロスルフロン	フロモフェノホス	ベンゾビシクロン	マデュラマイシン
フルカルバゾンナトリウム塩	プロスルホカルブ	フロモブチド	ベンゾビンジフルピル	マホプラジン
フルキサピロキサド	プロチオコナゾール	フロモプロピレート	ベンゾフェナップ	マラカイトグリーン
フルキサメタミド	プロチオホス	フロモホス	ベンゾメート	マラチオン
フルキンコナゾール	プロチオホスオキソン	フロモホスエチル	ベンダイオカルブ	マルボフロキサシン
フルクロラリン	プロチゾラム	フロモホスメチル	ペンタクロロフェノール	マレイン酸ヒドラジド
フルジオキソニル	プロディファコウム	フロラスラム	ベンタゾン	マンジプロパミド
フルシトリネート	プロトエート	フロルピラウキシフェンベンジル	ベンタノクロール	マンゼブ
フルシラゾール	フロニカミド	フロルフェニコール	ベンチアゾール	マンデストロビン
フルスルファミド	プロパキサホップ	ヘキサクロロベンゼン	ベンチアバリカルブイソプロピル	マンネブ
フルセトスルフロン	プロパクロール	ヘキサコナゾール	ベンチオピラド	マイクロブタニル
フルチアセットメチル	プロパジン	ヘキサジノン	ベンディメタリン	ミルジオマイシン
フルチアニル	プロパニル	ヘキサフルムロン	ペントキサゾン	ミルネブ
フルトラニル	プロパホス	ヘキシチアゾクス	ベンフラカルブ	ミルベメクチン
フルトリアホール	プロパモカルブ	ベダプロフェン	ベンフルフェン	ミロキサシン
フルニキシシ	プロパルギット	ベタメタゾン	ベンフルラリン	ミロサマイシン
フルバリネート	プロピケル	ベナラキシル	ベンフレセート	メカルバム
フルピラジフロン	プロピコナゾール	ペニシリン	ホキシム	メコプロップ
フルピリミン	プロピザミド	ペニシリン酸	ホサロン	メシリナム
フルフェナセット	プロヒドロジャスモン	ペネタメート	ボスカリド	メスルフエンホス
フルフェノクスロン	プロピネブ	ベノキサコール	ホスダイフェン	メソスルフロンメチル
フルフェンピルエチル	プロピリスルフロン	ベノキススラム	ホスチアゼート	メソトリオン
フルプロパネート	プロファミ	ベノフロキサシン	ホスファミドン	メソミル
フルベンジアミド	プロフェノホス	ベノミル	ホスホマイシン	メタアルデヒド
フルベンダゾール	プロフラニリド	ヘプタクロル	ホスメット	メタクリホス
フルミオキサジン	プロフルトリン	ベブフロキサシン	ホセチル	メタスルホカルブ
フルミクロラックペンチル	プロヘキサジオンカルシウム塩	ペフラゾエート	ホノホス	メタゾール
フルメキン	プロベタンホス	ペブレート	ホメサフェン	メタゾスルフロン
フルメツラム	プロベナゾール	ペルタン	ホラムスルフロン	メタフルミゾン
フルメトリン	プロポキシカルバゾン	ペルメトリン	ポリオキシシD垂鉛塩	メタベンズチアズロン
フルララネル	プロポキスル	ペンコナゾール	ポリオキシシ複合体	メタミドホス

メタミロン	メフェンピルジエチル	ロイコマラカイトグリーン	残留塩素	トリクロロ酢酸
メタミホップ	メフルイジド	ロキサルソン	酢酸トリブチルスズ	トリクロロダイオキシン
メタム	メプロニル	ロニダゾール	シアン	トリフェニルスズ
メタラキシール	メベンダゾール	ロベニジン	シアン化合物	トリブチルスズ
メタラキシール及びメフェノキサム	メロキシカム	ロメフロキサシン	ジエチレングリコール	トルエン
メチオカルブ	メンブトン	ワルファリン	四塩化炭素	ニッケル
メチダチオン	モキシデクチン	その他	1, 4-ジオキサン	ニバレノール
メチラム	モサプリド	PCB	シガトキシン	パツリン
メチルイソチオシアネート	モネパンテル	亜鉛	ジクロロアセトニトリル	バリウム
メチルオイゲノール	モネンシン	亜塩素酸	ジクロロ酢酸	ヒスタミン
1-メチルシクロプロペン	モノクロトホス	亜硝酸	2, 4-ジクロロアニリン	フェオフォルバイド
メチルジメトン	〔モノ・ビス(塩化トリメチルアンモニウムメチレン)〕-アルキルトルエン	亜硝酸性窒素	1, 2-ジクロロエタン	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
メチルダイムロン	モノリニュロン	総アフラトキシン	1, 2-ジクロロエチレン	フッ素
メチルテトラプロール	モランテル	アフラトキシンB1	ジクロロメタン	ブトレシン
メチルプレドニゾロン	モリネート	アフラトキシンB2	ジクロロモノプロモメタン	フモニシン
メチルベンゾクエート	2-ケトモリネート	アフラトキシンG1	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	ブロモジクロロメタン
メチレンブルー	モルファムコート	アフラトキシンG2	シトリニン	ブロモホルム
メトキシクロール	モルホチオン	アフラトキシンM1	ジノフィシストキシン1	ベンゼン
メトキシフェノジド	ヨウ化メチル	アフラトキシンM2	ジノフィシストキシン2	ハウ素
メクスロン	ライドロマイシン	アミグダリン	ジブチルスズ	ホルムアルデヒド
メクプロラミド	ラクトパミン	アルミニウム	ジブロモクロロメタン	マンガン
メコナゾール	ラクトフェン	アンチモン	ジブロモモノクロロメタン	メタノール
メスラム	ラサロンド	塩化ジブチルスズ	臭素酸	メチル水銀
メスルフロンメチル	ラフォキサニド	塩化トリフェニルスズ	硝酸	有機スズ
メトプレン	ランコトリオンナトリウム塩	塩化トリブチルスズ	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	リン酸
メトプロトリン	リトルア	塩素酸	水銀	
メトブロムロン	リニュロン	オカダ酸	スズ	
メトミノストロビン	リパビリン	オクラトキシンA	スペルミジン	
メトラクロール	リファキシミン	オクラトキシンB	ゼアラレノン	
メトラフェノン	リムスルフロン	カダベリン	セレン	
メトリブジン	硫化カルボニル	カドミウム	全有機炭素	
メトルカルブ	リン化水素	カルバミン酸エチル	総トリハロメタン	
メトロニダゾール	リンコマイシン	ククルビタシン	チラミン	
メパニピリム	ルバベグロン	クレゾール	デオキシニバレノール	
メパニピリムプロパノール体	ルフェヌロン	クロム	鉄	
メピコートクロリド	レスメトリン	クロム(6価)	テトラクロロエチレン	
メビンホス	レナシル	クロロ酢酸	テトラミン	
メフェナセット	レバミゾール	クロロホルム	テトロドトキシン	
メフェノキサム	レピメクチン	下痢性貝毒	銅	
メフェントリフルコナゾール	レプトホス	コバルト	トリクロロエチレン	

入力チェック前

必ずすべてのセル
に入力

自治体名

同じ分析年度が続く場合には
先頭セルだけの入力即可

分析年度
西暦

同じ試料番号と食品名の組み合わせが続く
場合には先頭セルだけの入力即可

試料番号

食品名
(その他の場合)

食品名

国産・輸入

国産

輸出国名

牛の筋肉

有害物質名

「国産」「輸入」のい
ずれかを入力

有害物質名 (そ
の他の場合)

任意の文字あるい
は数字

当性
未確認-空白
確認-1

分析値
(ppm)
検出した時

ND-空白
検出-1

0.01

検出限界
(ppm)

0.01

違反-1

0.02

国立医薬品食品衛生研究所

2021

A

いちご

国産

EPN

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

XMC

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

アクリナトリン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

アセトクロール

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

アトラジン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

アニロホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

アラクロール

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

イソキサチオン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

イソプロカルブ

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

イソプロチオラシ

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

イプロベンホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

イミダクロプリド

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

エトリムホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

エンドリン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

キナルホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

キントゼン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クマホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロルデン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロルビリホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロルビリホスメチル

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロルフェンビシホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロロベンジレート

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

サリチオン

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

シアノフェンホス

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロマゾン

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルエトキシホス

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルタールジメチル

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルデン

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルビリホス

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルビリホスメチル

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルフェナビル

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルフェンソシ

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルフェンビシホス

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルブファム

0.01

国立医薬品食品衛生研究所

クロルプロファム

0.003

国立医薬品食品衛生研究所

クロルベンシド

0.003

ブルダウンメニューから
選択して入力(基本)

ブルダウンメニューから選択し
て入力(基本)

分析値が検出限界を超え
ていた場合に[1]を入力

検出限界の値を
入力

入力チェック後

赤枠内はすべてチェックプログラムによる自動入力

自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・輸入	輸出国名	有害物質名	有害物質名(そ 他の場合)	分析法の受 当性 未確認-空白 確認-1	ND-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		EPN		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		XMC		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		アクリナトリン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		アセトクロール		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		アトラジン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		アニロホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		アラクロール		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		イソキサチオン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		イソプロカルブ		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		イソプロチオラン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		イプロベンホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	A	いちご		国産		イミダクロプリド		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		エトリムホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		エンドリン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		キナルホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		キントゼン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クマホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルデン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルビリホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルビリホスメチル		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルフェンビンホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		クロロベンジレート		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		サリチオン		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	B	牛の筋肉		国産		シアノフェンホス		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルエトキシホス		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルタールジメチル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルデン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルビリホス		1	1	0.003	0.02	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルビリホスメチル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェナビル		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンソン		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルブファム		1		0.01	0.005	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルプロファム		1		0.003	0.0015	
国立医薬品食品衛生研究所	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルベンシド		1		0.003	0.0015	

アラート例

別添3

入力時のアラート

jmsprogram5.2-excel - Excel

サインイン 共有 コメント

ファイル タブ ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 検索

元に戻す フォント 手書き 編集 基本

自動保存

A1

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	V	W	X	Y
	自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・ 輸入	輸出国名	有害物質名	有害物質名 (そ の他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	NO-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1	入力チェック			
2																		
3	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		EPM		1		0.01						
4	国立医薬品食品衛生							XMC		1		0.01						
5	国立医薬品食品衛生							アクリナトリン		1		0.01						
6	国立医薬品食品衛生							アセトクロール		1		0.01						
7	国立医薬品食品衛生							アトラジン		1		0.01						
8	国立医薬品食品衛生							アニコホス		1		0.01						
9	国立医薬品食品衛生							アラクロール		1		0.01						
10	国立医薬品食品衛生							イソキサチオン		1		0.01						
11	国立医薬品食品衛生							イソプロカルブ		1		0.01						
12	国立医薬品食品衛生							イソプロチオラン		1		0.01						
13	国立医薬品食品衛生							イロベチホス		1		0.01						
14	国立医薬品食品衛生							イミダクロプリド		1		0.01						
15	国立医薬品食品衛生		B	牛の筋肉		国産		エトリムホス		1		0.01						
16	国立医薬品食品衛生							エンドリン		1		0.01						
17	国立医薬品食品衛生							キナルホス		1		0.01						
18	国立医薬品食品衛生							キントゼン		1		0.01						
19	国立医薬品食品衛生							クマホス		1		0.01						
20	国立医薬品食品衛生							クロルデン		1		0.01						
21	国立医薬品食品衛生							クロルピリホス		1		0.01						
22	国立医薬品食品衛生							クロルピリホスメチル		1		0.01						
23	国立医薬品食品衛生							クロルフェンビンホス		1		0.01						
24	国立医薬品食品衛生							クロロベンジレート		1		0.01						
25	国立医薬品食品衛生							サリチオン		1		0.01						
26	国立医薬品食品衛生							シアノフェンホス		1		0.01						
27	国立医薬品食品衛生		C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン		1		0.003						
28	国立医薬品食品衛生							クロルエトキシホス		1		0.003						
29	国立医薬品食品衛生							クロルタルジメチル		1		0.003						
30	国立医薬品食品衛生							クロルデン		1		0.003						
31	国立医薬品食品衛生							クロルピリホス		1	1	0.003	0.02					
32	国立医薬品食品衛生							クロルピリホスメチル		1		0.003						
33	国立医薬品食品衛生							クロルフェオビル		1		0.003						
34	国立医薬品食品衛生							クロルフェンソ		1		0.003						
35	国立医薬品食品衛生							クロルフェンビンホス		1		0.003						
36	国立医薬品食品衛生							クロルプロファム		1		0.01						
37	国立医薬品食品衛生							クロルプロファム		1		0.003						
38	国立医薬品食品衛生							クロルベンシド		1		0.003						

入力エラー

EPM: X → EPN: O

入力シート 入力例 入力チェック後

85%

アラート1

msprogram5.2-excel - Excel

サインイン

共有 コメント

MS ゴシック 12 A

貼り付け

グループボード

フォント

配置

数値

スタイル

セル

編集

アイデア

自動保存

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	V	W	X	Y
	自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・ 輸入	輸出国名	有害物質名	有害物質名(そ の他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	NO-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1	入力チェック			
2																		
3	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		E P N		1		0.01	0.005					
4	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		X M C		1		0.01	0.005					
5	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		アクリナトリン		1		0.01	0.005					
6	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		アセトクロール		1		0.01	0.005					
7	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		アトラジン		1		0.01	0.005					
8	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		アニコホル		1		0.01	0.005					
9	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		アラクロール		1		0.01	0.005					
10	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		イソキサチオン		1		0.01	0.005					
11	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		イソプロカルブ		1		0.01	0.005					
12	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		イソプロチオラン		1		0.01	0.005					
13	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		イブレンホス		1		0.01	0.005					
14	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産		イミダクロプリド		1		0.01	0.005					
15	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		エトリムホス		1		0.01	0.005					
16	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		エンドリン		1		0.01	0.005					
17	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		キナホルス		1		0.01	0.005					
18	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		キントゼン		1		0.01	0.005					
19	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クマホス		1		0.01	0.005					
20	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルデン		1		0.01	0.005					
21	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルピリホス		1		0.01	0.005					
22	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルピリホスメチル		1		0.01	0.005					
23	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルフェンビンホス		1		0.01	0.005					
24	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		クロルベンジレート		1		0.01	0.005					
25	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		サリチオン		1		0.01	0.005					
26	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産		シアノフェンホス		1		0.01	0.005					
27	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロマゾン		1		0.005	0.0015					
28	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルエトキシホス		1		0.003	0.0015					
29	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルタージメチル		1		0.003	0.0015					
30	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルデン		1		0.003	0.0015					
31	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルピリホス		1		0.003	0.0015					
32	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルピリホスメチル		1	1	0.003	0.0015					
33	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1		0.003	0.0015					
34	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1		0.003	0.0015					
35	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1		0.003	0.0015					
36	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルプロファム		1		0.003	0.0015					
37	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルベンジレート		1		0.003	0.0015					
38	国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ		輸入	アメリカ	クロルベンジレート		1		0.003	0.0015					

入力シート 入力例 入力チェック後

85%

K項に[1]が入力されているが、分析値の入力がない

アラート2

msprogram5.2-excel - Excel

ファイル タブ ホーム 挿入 レイアウト データ ツール 表示 開発 ヘルプ 検索

MSゴシック 12 A A

折り返しして全体を表示する 標準

セルを結合して中央揃え

条件付き書式 テーブルとしてセルの書式設定 スタイル

挿入 削除 書式

オートSUM フィル グラフ

並べ替えとフィルター 検索と選択 アイデア

共有 コメント

自動保存

A1

自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・ 輸入	輸出国名	有害物質名	有害物質名(そ の他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	検出限界 ppm	検出値 ppm	検出した時 違反-1	入力チェック
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	EPN		1	0.01	0.005			
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	XMC		1	0.01	0.005			
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アクリオトリン		1	0.01	0.005			
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アセトクロール		1	0.01ppm				
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アトラジン		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アニロホス		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アラクロール		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソキサチオン		1					
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソプロカルブ		1					
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソプロチオラン		1					
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イプロベンホス		1					
国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イミダクロプリド		1					
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	エトリムホス		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	エンドリン		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	キナルホス		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	キントゼン		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クマホス		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クロルデン		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クロルピリホス		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クロルピリホスメチル		1	0				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クロルフェンビンホス		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	クロルベンジレート		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	サリチオン		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	シアノフェンホス		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロマゾン		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルエトキシホス		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルタージメチル		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルデン		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルフェンビンホス		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルプロファム		1	0.01				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルプロファム		1	0.003				
国立医薬品食品衛生	2021	C	グレープフルーツ	輸入	アメリカ	クロルベンシド		1	0.003				

Microsoft Visual Basic
実行時エラー '13':
型が一致しません。

入力すべき情報以外の情報が入力されている(この場合は、
数字のみの入力に対し、単位も併せて入力されている)

入力シート 入力例 入力チェック後

85%

その他の誤入力 (JMS プログラムでは確認できない誤り例)

jmsprogram5.2-excel - Excel

サインイン

ファイル タッチ ホーム 挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 開発 ヘルプ 検索

MS ゴシック 12

貼り付け クリップボード フォント 記号 数値 スタイル セル 範囲 検索と選択 アイデア

自動保存

A1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	V	W	X	Y
	自治体名	分析年度 西暦	試料番号	食品名	食品名 (その他の場合)	国産・ 輸入	輸出国名	有害物質名	有害物質名 (そ の他の場合)	分析法の妥 当性 未確認-空白 確認-1	NO-空白 検出-1	検出限界 (ppm)	分析値 (ppm) 検出した時	違反-1	入力チェック			
2																		
3	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	EFN			1		0.01	0.005					
4	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	MEMC			1		0.01	0.005					
5	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アクリナトリン			1		0.01	0.005					
6	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アセトクロール			1		0.01	0.005					
7	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アトラジン			1		0.01	0.005					
8	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アニロホス			1		0.01	0.005					
9	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	アラクロール			1		0.01	0.005					
10	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソキサチオン			1		0.01	0.005					
11	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソプロカルブ			1		0.01	0.005					
12	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イソプロチオラン			1		0.01	0.005					
13	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イプロベンホス			1		0.01	0.005					
14	国立医薬品食品衛生	2021	A	いちご		国産	イミダクロプリド			1		0.01	0.005					
15	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	エトリムホス		1		0.01	0.005					
16	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	エンドリン		1		0.01	0.005					
17	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	キナルホス		1		0.01	0.005					
18	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	キントゼン		1		0.01	0.005					
19	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クマホス		1		0.01	0.005					
20	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クロルデン		1		0.01	0.005					
21	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クロルピリホス		1		0.01	0.005					
22	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クロルピリホスメチル		1		0.01	0.005					
23	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クロルフェンピホス		1		0.01	0.005					
24	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	クロロベンジレート		1		0.01	0.005					
25	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	サリチオン		1		0.01	0.005					
26	国立医薬品食品衛生	2021	B	牛の筋肉		国産	アメリカ	シアノフェンホス		1		0.01	0.005					
27	国立医薬品食品衛生	2021	B	玄米		輸入	タイ	カドミウム			1	0.01						
28	国立医薬品食品衛生	2021	B	玄米		輸入	タイ	銅		1		0.01	0.005					
29	国立医薬品食品衛生	2021	B	玄米		輸入	タイ	セレン		1		0.01	0.005					

入力シート 入力例 入力チェック後

異なる食品(検体)間で試料番号が重複している

「国産」「アメリカ」とF項とG項の両方に入力があり、正誤が判断できない

[1]を入力すべきところ、入力されていない。

令和 6 年度中に残留基準値が設定されたことに伴い、以下の農薬を報告対象として JMS プログラムに収載した。

3-ニトロオキシプロパノール

フェノキシエタノール

キノフメリン

フェンプロピジン