


## 溶出曲線測定例

### 塩酸オンダンセトロン錠 2mg

1. 有効成分名：塩酸オンダンセトロン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：2mg  
(オンダンセトロン塩酸塩水和物)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



## 溶出曲線測定例

### 塩酸オンダンセトロン錠 4mg

1. 有効成分名：塩酸オンダンセトロン
2. 剤形：錠剤
3. 含量：4mg  
(オンダンセトロン塩酸塩水和物)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

