


溶出曲線測定例

プラバスタチンナトリウム細粒 0.5%

1. 有効成分名：プラバスタチンナトリウム
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：5 mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

プラバスタチンナトリウム細粒 1%

1. 有効成分名：プラバスタチンナトリウム
2. 剤形：細粒剤
3. 含量：10mg/g
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

溶出率
(%)

