


溶出曲線測定例

塩酸タムスロシン徐放性カプセル 0.1mg

1. 有効成分名：塩酸タムスロシン 2. 剤形：徐放性カプセル剤 3. 含量：0.1mg
(タムスロシン塩酸塩)

4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水 5. 回転数：50rpm

6. 界面活性剤：使用せず



溶出曲線測定例

塩酸タムスロシン徐放性カプセル 0.2mg

1. 有効成分名：塩酸タムスロシン
2. 剤形：徐放性カプセル剤
3. 含量：0.2mg
(タムスロシン塩酸塩)
4. 試験液：pH1.2、pH4.0、pH6.8、水
5. 回転数：50rpm
6. 界面活性剤：使用せず

